Machine Translated by Google


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

масажор за крака

МОДЕЛ: FE-7207

Machine Translated by Google



Това е оригиналната инструкция, моля, прочетете внимателно всички инструкции в ръководството, преди да започнете работа. VEVOR си запазва правото да тълкува ръководството за потребителя. Външният вид на продукта ще зависи от продукта, който сте получили. Моля, извинете ни, че няма да ви информираме отново, ако има технологични или софтуерни актуализации на нашия продукт.

Machine Translated by Google

	Предупреждение - За да намали риска от нараняване, потребителят трябва да прочете внимателно ръководството за употреба.

Параметри на продукта

Рейтинг на разпределителните устройства за мебели	
Вход	100-240V~ 50/60Hz 0.8A
Изход DC12V	3A 36W

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че закупихте нашите продукти. Ангажирани сме да предоставяме клиентите с най-качествени продукти и услуги винаги е е била нашата цел през целия ни живот. Преди да използвате продукта, моля, прочетете това Внимателно прочетете ръководството за употреба, за да осигурите правилната му употреба. Запазете ръководството за употреба на място, където потребителят може да го намери по всяко време.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ

В пакета има много компоненти и аксесоари. Всеки компонент и аксесоар са обозначени с буква или цифра, проверете Внимавайте внимателно, преди да използвате някое от тях. Пазете ги далеч от деца, за да... предотвратяване на инциденти.

1. Сглобявайте само съгласно тези инструкции. Неправилен монтаж може да създаде опасности.
2. Носете защитни очила и здрави работни ръкавици, одобрени от ANSI по време на монтажа.
3. Поддържайте мястото за монтаж чисто и добре осветено.
4. Дръжте страничните наблюдатели далеч от зоната по време на монтажа.
5. Не сглобявайте, ако сте уморени или под влиянието на алкохол, наркотици. или лекарства.
6. Възможностите на продукта се отнасят за правилно и напълно сглобен

Machine Translated by Google

само продукти.

7. Моля, инсталирайте продукта върху чиста и мека подложка (като килим
или картон), за да избегнете надраскване или повреждане на повърхността на
продукт.

8. Ако е възможно, можете да използвате електрически инструменти, за да улесните сглобяването.

9. Основните компоненти на продукта са сравнително тежки. Моля, обърнете внимание
внимание на безопасността по време на монтажа.

10. Продуктът не е стабилен по време на монтажа. Моля, не го местете.
произволно, преди да бъде напълно инсталиран.

11. За допълнителна информация относно частите, изброени по-долу

12 страници, моля, вижте схемата за сглобяване на това ръководство. Разопаковайте
и разделете всички части в чиста работна зона.

*МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СЛЕДВАТЕ СТЪПКИТЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ В
РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА НЕНЕОБХОДИМИ ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНО
ИНСТАЛАЦИЯ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. Продуктът отговаря на съответните стандарти и разпоредби.
Монтирането на това устройство трябва да отговаря на всички приложими разпоредби и то
трябва да се използва само в добре проветриви помещения. Моля, прочетете
ръководството за потребителя, преди да инсталирате и използвате това оборудване.

2. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца)
с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на
опит и знания, освен ако не са били под наблюдение или
инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност.

3. Този продукт не е играчка. Не позволявайте на деца да играят с него или да го доближават.
артикул.

4. Този уред е предназначен за употреба в домакински и подобни
приложения като:
Места, нуждаещи се от отпускане на краката, като домове, офиси, хотели, фитнес зали и
здравни кабинети.

5. Моля, използвайте продукта по предназначение, предупреждавайте за потенциални
нараняване от неправилна употреба.

Machine Translated by Google

6. Моля, съхранявайте продукта правилно. Проверете дали продуктът е необичаен.
преди употреба. Ако е необичайно, моля, спрете употребата му.
7. Този уред не трябва да се използва от деца. Дръжте уреда и неговите
кабела далеч от деца.
8. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или
монтаж, предлаган от производителя или от сервизен агент.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Machine Translated by Google

Предпазни мерки

01. Този продукт е само за лична употреба и не е медицински инструмент или
за търговски дейности.

02. Не драскайте, не повреждайте, не обработвайте, не огъвайте прекомерно, не дърпайте и не усуквайте
захранващия кабел на адаптера. В противен случай това може да причини пожар или токов удар.
Когато изключвате щепсела, дръжте го за него и след това го извадете от контакта.

03. Не използвайте друг захранващ адаптер освен оригиналния.

04. Не включвайте и не изключвайте захранващия адаптер с мокри ръце.

05. Не докосвайте продукта с остри предмети, за да предотвратите повреда.
части на продукта.

06. Избягвайте да използвате продукта под одеяла или възглавници и го оставете да
правилно разсейване на топлината, за да се предотврати прегряване, което може да доведе до
пожар, токов удар или нараняване.

07. Не използвайте продукта в зони с корозивни продукти или кислород.
администрация.

08. Не използвайте продукта при висока влажност или висока температура.
сред, които могат да причинят токов удар или други опасности за безопасността.

09. Не използвайте продукта, докато шофирате, и спазвайте законите за шофиране от съображения за безопасност.

10. Не се разхождайте, докато използвате този продукт или носите
ръкави.

11. Незабавно спрете употребата на продукта, ако почувствате дискомфорт или
силна болка по време на употреба.

12. Не използвайте продукта, ако има повреден кабел или щепсел, не работи
правилно, е бил изпускан/повреден или е бил в контакт с
вода.

13. Спрете да използвате продукта, ако не работи правилно.

14. Необходим е надзор, когато деца или лица без знания
използвайте продукта.

15. Дръжте го далеч от достъпа на бебета, деца и хора без
способността да го използвате самостоятелно.

16. Използвайте продукта само по предназначение, както е описано в
ръководство.

Machine Translated by Google

17. Забранено е преработване, разглобяване или ремонт на продукта без разрешение.

18. След употреба, моля, поставете масажора на сухо място, далеч от влажност и пряка слънчева светлина.

19. Изключвайте захранващия адаптер от контакта, когато не го използвате.

20. Моля, поддържайте продукта чист и използвайте мека и суха кърпа по време на поддръжка.

21. Продуктът е предназначен да се използва само от един човек едновременно.

22. Консултирайте се с лекар преди да използвате този продукт, ако имате някое от следните следните условия:

По време на бременност, менструация или скоро след раждане

Имплантирани медицински електронни устройства, като например сърдечен пейсмейкър

Нарушения на кръвообращението или тромбоза

Остеопороза

Кожни инфекции

Пациенти със сърдечни заболявания

Рани или повърхностни заболявания по тялото

Страдащи от злокачествени тумори

Физически увреждания, сензорни или неврологични дефицити или липса на опит и здрав разум (включително деца с психични заболявания) или физическа парализа)

Получавате медицинско лечение или имате противопоказание, изискващо използване на медицински контролен уред.

Имате костни фрактури или луксации на или близо до мястото на приложение


Наличие на сериозна периферна невропатия или сензорна дисфункция нарушение, причинено от диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК С ЧАСТИ



Air Compression
Leg Massager x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Контролен блок




Machine Translated by Google

Въведение в бутона



Натиснете този бутон за 2 секунди, за да включите/изключите устройството.



Има 6 режима на масаж: АВТОМАТИЧЕН/КРАК/ХОДИЛО

/ЩИПВАНЕ/НАТИСКАНЕ/ОТПУСКАНЕ. Натиснете кратко за превключване на режимите.




Има 3 нива на интензивност: MIN/MID/MAX. Натиснете кратко, за да превключите

нива на интензивност.



Има три степени на топлина: НИСКА/СРЕДНА/ВИСОКА. Натиснете кратко, за да превключите

настройки за топлина.



Има три настройки за вибрация. Ниска интензивност с бяла индикаторна светлина, средна интензивност със зелена

индикаторна светлина, висока интензивност със син индикатор.

светлина. Натиснете кратко, за да превключите настройките за вибрация.

*Продуктът е настроен по подразбиране на 20-минутен таймер.

Забележка: продуктът има памет за състоянието. функция:

устройството ще запомни текущия режим на работа.

(въздушно налягане, отопление, режим на вибрация и предавка) след стартиране

машината. Ще се запази по подразбиране при следващото рестартиране на машината

време.


Machine Translated by Google


Забележка: Когато използвате устройството, моля, уверете се, че сте седнали или легнали, за да избегнете

риск от падане и да се насладите на масажа.

Machine Translated by Google

Моля, прочетете внимателно мерките за безопасност, преди да използвате продукта. За да
За по-добър масаж, моля, използвайте го съгласно инструкциите.





01. Свържете маркуча към контролния блок.
*
За да работи, трябва да се свържат два ръкава.

02. Свържете добре адаптера с контакта и контролния блок, екрана
ще мига за 1 секунда.

03. Облечете правилно ръкавите на крака си.

04. Намерете удобна позиция - седнали, отпуснати или легнали. Натиснете
бутон за захранване, за да стартирате.

05. Можете небрежно да превключвате режима, нивата на интензивност и таймерите, за да намерите
такъв, който ви подхожда, и след това се насладете на масажа (Продуктът е с
функция за памет, която запазва последното използвано налягане, режим и време
настройки при стартиране, запазвайки ги като настройки по подразбиране за следващата употреба.).

06. Устройството ще се изключи автоматично след изтичане на времето за лечение, вие
Можете да натиснете бутона, ако искате да удължите масажа или да го прекратите
масаж по-рано по всяко време. Препоръчително е да се използва два пъти дневно. (т.е. 1
час в денонощието)

07. След употреба, откачането на маркуча за въздух може да доведе до бързо спадане на налягането.

Machine Translated by Google

Спецификации

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7207
Color	Black
Input	12V⎓2A
Rated Power	24W

Почистване и поддръжка на продукта

01. За да почистите продукта, първо го изключете.

02. Ако са замърсени, моля, избършете контролния блок, ръкавите и маркучите с влажна, чиста кърпа плат.

03. Подсушете добре с чиста кърпа.

04. Не допускайте попадане на чужди тела в маркучите.

05. Не давайте на химическо чистене.

06. Не използвайте бензин, алкохол, разредител и други дразнещи течности за избърсване машината, в случай че това причини неизправност или компонентите са повредени или обезцветени.

07. Не позволявайте натрупването на мъх или прах върху контролния блок или маркуча свързващи връзки. Ако се натрупат мъх или прах, избършете системата със суха кърпа преди употреба.

08. Моля, спазвайте местните разпоредби, когато изхвърляте отпадъците.

Machine Translated by Google

Отстраняване на неизправности и лечение

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-7207
Размер на продукта (Д*Ш*В)	760*300*740 мм
Нетно тегло	1,64 кг

*

Продукти като спецификации, външен вид и дизайн са подлежи на промяна без предварително уведомление.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

масажист де Жамб

МОДУЛ: FE-7207

Machine Translated by Google



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR се запазва le droit d'interpreter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Параметри на продукта	
Évaluation des unités de distribution électrique pour meubles	
Саисир	10 0-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A
Сортир	DC12V 3A 36W

КОМИСИИ ЗА СИГУРНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilization correcte. Conservez-le dans un endroit сър. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ

Il y en a beaucoup composants et accessoires inclus dans l'emballage. Les composants et accessoires sont étiquetés avec une lettre ou un chiffre, vérifiez Lisez attentivement avant d'utiliser l'un de ces produits. Tenez-les hors de portée des infants. превенир лес злополуки.

13. Инструкции за уникални настройки на асемблер. Събиране неправилно peut engendrer des risques.
14. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes висулка l'assemblage.
15. Maintenez la zone de rassemblement pre et bien éclairée.
16. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
17. Ne pas асемблер en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de

Machine Translated by Google

лекарства или лекарства.

18. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
19. Veuillez installer le produit sur une sous-couche pre et douce (comme une moquette). ou du carton) изсипете éviter de rayer ou d'endommager la surface de produit.
20. Ако е възможно, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter събранието.
21. Les principaux composants du produit sont relativement lourds. Veuillez платец. Внимание за сигурността на инсталацията.
22. Le produit n'est pas stable lors de l'installation. Veuillez ne pas le déplacer sans raison. avant qu'il ne soit complètement installé .
23. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les следващи раздели
24. Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce мануел. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de собствен труд.

*VEUILLEZ SUIVRE ВНИМАНИЕ LES ÉTAPES D'INSTALLATION DÉCRITES DANS LE MANUEL. ÉVITEZ LES PERTES INUTILES CUSÉES PAR UNE НЕПРАВИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОТРЕЗИТЕЛЯ

9. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. син инсталация doit уважава toutes les réglementations applys et son използване doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et използвайте това оборудване.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'experience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
11. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou

Machine Translated by Google

в близост до тази статия.

12. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications подобни казват:
    Lieux nécessitant la détente des jambes, tels que les maisons, les бюра, хотели, спортни салони и други центрове.
13. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise използване.
14. Veuillez conserver le produit correctement. Verifier son état avant оползотворяване. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des infants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des infants.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de той е агент на услугите.

РЪЧНО ЗАПАЗВАНЕ

Machine Translated by Google

Мерки за сигурност

01. Ce produit est destiné à un usage personal uniquement et n'est pas un instrument médical ni destiné à des activités commerciales.

02. Ne rayez pas, n'endommagez pas, ne manipulez pas, ne pliez pas excessivement, ne tirez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou une токов удар. Pour débrancher l'appareil, tenez la prize puis дебранше-ла.

03. N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui d'origine.

04. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les основни брашна.

05. Ne touchez pas le produit avec des objets pointus afin d'éviter d'endommager ses composants. 06.
Évitez d'utiliser le produit sous des couvertures ou des oreillers et assurez une bonne dissipation de la chaleur pour éviter toute surchauffe, qui pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou une blessure.

07. Ne pas utiliser le produit dans des zones contenant des produits corrosifs ou sous Administration d'oxygène.

08. N'utilisez pas le produit dans des environnements à forte humidité ou

à haute temperature qui pourraient provoquer un choc électrique ou d'

autres risques pour la sécurité.

09. N'utilisez pas le produit en conduisant et respectez le code de la route

за вашата сигурност.

10. Ne vous déplacez pas lorsque vous utilisez ce produit ou lorsque vous портез ле Манш.

11. Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne ou une douleur интензивно използване на висулка.

12. N'utilisez pas le produit si son cordon ou sa prize est endommagé, s'

Machine Translated by Google

il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé / endommagé ou s'il est

entré en contact avec de l'eau.

13. Cessez d'utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement.
14. La surveillance est requise lorsque des enfants ou des personnes manquant de connaissances utilisent le produit.
15. Tenir hors de portée des nourrissons, des infants et des personnes incapables de l'utiliser de manière autonome.
16. Utilisez le produit uniquement aux fins prévues, telles que décrites ръчно.
17. Il est interdit de remodeler, de démonter ou de réparer le produit sans оторизация.
18. Après utilisation, veuillez placer le masseur dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
19. Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
20. Veuillez maintenir le produit propre et utiliser une serviette douce et суха от входа.
21. Le produit est conçu pour être utilisé par une seule personne à la fois.
22. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si vous souffrez de l'une des affections suivantes :

Висулка la grossesse, les menstruations ou peu après
бременност
Dispositifs électroniques médicaux implantés, tels qu'un stimulateur
сърдечен
Проблеми на кръвообращението със сангвинична или тромбоза
остеопороза
кожни инфекции
пациенти със сърдечни заболявания
Playes ou maladies superficielles du corps
Souffrant de tumeurs malignes
Телесни увреждания, сензорни или неврологични дефицити, или
manque d'expérience et de bon sens (y compris les enfants atteints de

Machine Translated by Google

maladie mentale ou de paralysie phisique) Vous
recevez un traitement médical ou vous présentez une
contre-indication nécessitant l'utilisation d'un dispositif de contrôle médical.


Présenter des fractures ou des luxations osseuses au niveau ou à
proximité du site d'application
Présenter une neuropathie périphérique grave, un dysfonctionnement ou un problem sensiel
cousé par le diabète

Machine Translated by Google

СПИСЪК С ПАРЧЕТА



Air Compression
Leg Massager x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Контролен блок



Machine Translated by Google

Въведение с бутони



Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.




Съществува 6 режима на масаж: AUTO/JAMBES/PIEDS/PINCER/
APPUYER/RELAXER. Appuyez кратко съобщение за промяна на режима.



Съществуват 3 нива на интензивност: МИН/СРЕДЕН/МАКС. Appuyez brièvement pour changer de niveau d'intensité.



Il existe trois niveaux de chaleur : FAIBLE/MOYEN/ÉLEVÉ. Appuyez brièvement pour changer de niveau de chaleur.



Il existe trois niveaux de vibration : faible intensité (voyant blanc), intensité moyenne (voyant vert) et forte intensité (voyant bleu). Une brève pression permet de changer de niveau de vibration.

*Le produit est par défaut réglé sur une minuterie de 20 minutes.

Remarque : le produit possède une mémoire d'état.
Fonction : l'appareil mémorise le mode de fonctionnement actuel (pression d'air, chauffage, mode vibration et vitesse) après sa mise en marche. Ce mode sera conservé lors du prochain redémarrage.


Machine Translated by Google

Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil, veuillez vous assurer d'être assis ou allongé afin d'éviter risque de
chute, et profiter du massage .

Machine Translated by Google

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le продукт. Pour un massage optimal, veuillez l'utiliser conformément aux инструкции.





01. Raccordez le tuyau à l'unité de commande.
* Deux manchons doivent être connectés pour que cela fonctionne.

02. Connectez correctement l'adaptateur à la prize et à l'unité de commande, l'écran clignotera pendant 1 seconde.

03. Enfilez correctement les manches sur vos jambes.

04. Trouvez une position confortable : assis, incliné ou allongé. Апуес sur le bouton marche/arrêt pour démarrer.

05. Vous pouvez facilement changer le mode, les niveaux d'intensité et les minuteries pour trouver celui qui vous convient, puis profiter du massage (Le produit dispose d'une fonction de mémoire qui conserve les derniers réglages de pression, de mode et de durée utilisés lors du démarrage, les préservant comme valeurs par défaut pour la prochaine utilisation).

6. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin du traitement. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour prolonger le massage ou l'interrompre à tout момент. Il est recommandé de l'utiliser deux fois par jour (soit 1 heure par

дневник).

Machine Translated by Google

07. Après utilisation, le débranchement du tuyau d'air peut entraîner un dégonflage rapide.

Machine Translated by Google

Характеристики

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7207
Color	Black
Input	12V⎓2A
Rated Power	24W

Nettoyage et entretien des produits

01. Pour nettoyer le produit, commencez par l'éteindre.
02. Si l'unité de commande, les manchons et les tuyaux sont sales, veuillez les essuyer avec un chiffon propre et humide.
03. Sécher soigneusement avec un chiffon propre.
04. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
05. Не се чисти докрай.
06. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, de diluant ou d'autres liquides irritants pour nettoyer la machine, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager ou décolorer les composants. 7. Évitez l'accumulation de peluches ou de poussière sur le boîtier de commande ou les raccords de tuyaux. En cas d'accumulation de peluches ou de poussière, essuyez le système avec un chiffon sec avant utilisation.
08. Veuillez respecter la réglementation locale lors de l'élimination des déchets.

Machine Translated by Google

Отслабване и лечение

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-72 0 7
Размери ду продукт (P*L*H)	76 0* 3 00* 74 0 мм
Нетни килограми	1,64 кг

* Les caractéristiques техники, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Масажни апарати

МОДЕЛ: FE-7207

Machine Translated by Google



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- or Software-Updates informieren werden .

Machine Translated by Google

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Параметър на продукта	
Bewertung von Stromverteilungseinheiten für Möbel	
Eingang 10	0-240V~ 50/60Hz 0,8 A
Ausgabe 12	V Gleichstrom, 3 A, 36 W

СИГУРНОСТ

ВЛИЗАНЕ

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es може да се намери всяко време.

МОНТАЖ НА ИЗГЛЕЖДАЩИ МАСИ

Es gibt viele Komponenten und Zubehör im Paket enthalten. Джеде Bauteil und Zubehör ist mit einem Buchstaben oder einer Zahl gekennzeichnet, prüfen Sie Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie eines dieser Produkte verwenden. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Unfälle препречвам.

25. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
26. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und здрави работни обувки.
27. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

Machine Translated by Google

28. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom
Папрат от сорта Versammlungsort.
29. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Алкохол, Drogen или Medikamenten stehen.
30. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und
vollständig montierte Produkte.
31. Bitte installieren Sie das Produkt auf einer sauberen und weichen
Unterlage (z. B. Teppich). oder Pappe), um Kratzer oder
Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden Produkt .
32. Falls möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die
Лесен монтаж.
33. Die Hauptbestandteile des Produkts sind relativ schwer. Битте
bezahlen Sie. Achten Sie während der Installation auf die Sicherheit .
34. Das Produkt ist während der Installation nicht stabil. Bitte bewegen Sie
es nicht willkürlich. bevor es vollständig installiert ist .
35. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden
Виж тук.
36. Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch. Packe
alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trenne sie.

*BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCRITTE
IM HANDBUCH, UM Vermeiden Sie unnötige Verluste durch
Незабележима инсталация.

ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ МАСКИ

17. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Умри
Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften
entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben
werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und
Включване в експлоатация на устройствата.
18. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis
bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des

Machine Translated by Google

Вградени устройства.

19. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
20. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
    Orte, an denen man die Beine entspannen möchte, wie zum Beispiel
    Апартаменти, бюра, хотели, фитнес студия и др
    Здравни увреждания.
21. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
22. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
23. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Machine Translated by Google

Сигурностни фактори

01. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und kein medizinisches Instrument oder für komerzielle Zwecke.

02. Das Netzkabel des Netzteils darf nicht zerkratzt, beschädigt, bearbeitet, übermäßig geknickt, gezogen oder verdreht werden. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Beim Ausstecken den Stecker festhalten и тогава е чудесно.

03. Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil.

04. Stecken Sie den Netzadapter nicht mit nassen Händen ein oder aus.

05. Berühren Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an den Produktteilen zu vermeiden.

06. Vermeiden Sie den Betrieb des Produkts unter Decken oder Kissen und sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeableitung, um eine Überhitzung zu verhindern, die zu Bränden, Stromschlägen oder Могат да се избегнат затруднения.

07. Das Produkt darf nicht in Bereichen mit ätzenden Stoffen oder Sauerstoffzufuhr verwendet werden.

08. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen, da dies zu Stromschlägen oder anderen Sicherheitsrisiken führen kann.

09. Benutzen Sie das Produkt nicht während der Fahrt und beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die Straßenverkehrsordnung.

10. Gehen Sie nicht herum, während Sie dieses Produkt benutzen oder die Ärmel tragen.

11. Beenden Sie die Anwendung des Produkts sofort, wenn Sie während der Anwendung Beschwerden oder starke Schmerzen verspüren.

12. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert, es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.

13. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn es nicht функционира по предназначение.

14. Bei der Verwendung des Produkts durch Kinder orer Personen ohne

Machine Translated by Google

entsprechende Kenntnisse ist eine Aufsicht erforderlich.

15. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Personen auf, die nicht in der Lage sind, es selbstständig zu bedienen.

16. Verwenden Sie das Produkt nur für den in der Bedienungsanleitung описан Цвек.

17. Es ist verboten, das Produkt ohne Genehmigung umzubauen, zu легиране или ремонт.

18. Nach Gebrauch bewahren Sie das Massagegerät bite an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

19. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht ползвам.

20. Bitte halten Sie das Produkt sauber und verwenden Sie bei der Pflege ein weiches und trockenes Handtuch.

21. Das Produkt ist so konzipiert, dass es jeweils nur von einer Person използва се.

22. Consultieren Sie vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden:

- Während der Schwangerschaft, der Menstruation oder kurz nach der Гебурт
- Implantierte medizinische elektronische Geräte, wie zum Beispiel ein Херцшритмахер
- Durchblutungsstörungen or Thrombose
- Остеопороза
- Държачни инфекции
- Patienten mit Herzerkrankungen
- Wunden oder oberflächliche Erkrankungen am Körper
- Leiden an bösartigen Tumoren
- Körperliche Behinderungen, сензорни или неврологични дефекти oder mangelnde Erfahrung und gesunder Menschenverstand (einschließlich Kinder mit psychischen Erkrankungen oder körperlicher Ламунг)
- Sie befinden sich in ärztlicher Behandlung oder es besteht eine Противопоказание, die den Einsatz eines medizinischen Kontrollgeräts

Machine Translated by Google

изисква се.

Vorliegen von Knochenbrüchen oder -verrenkungen an oder in der Nähe der Applicationsstelle.


Schwere periphere Neuropathie oder sensorische Störungen aufgrund от диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК



Air Compression
Leg Massager x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Щатски данък



Machine Translated by Google



Drücken Sie diese Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.




Es gibt 6 Програма за масаж: АВТОМАТИЧЕН/БЪЛГАРСКИ/БЪЛГАРСКИ /ПРИЧИПВАНЕ/НАТИСКАНЕ/РЕЛАКС.
Kurzes Drücken zum Umschalten der Modi.



Имате 3 интензивни стойности: МИН/СРЕДЕН/МАКС. Kurzes Drücken wechselt умират Стъпки на интензитет.



Es gibt drei Heizstufen: NIEDRIG/MITTEL/HOCH. Durch kurzes Drücken kann die Heizstufe gewechselt werden.



Es gibt drei Vibrationsstufen: niedrige Intensität (weiße Kontrollleuchte), mittlere Intensität (grüne Kontrollleuchte) und hohe Intensität (blaue) Kontrollleuchte). Durch kurzes Drücken kann die Vibrationsstufe променя се.

*Продуктът е стандартен за 20-минутен таймер.

Anmerkung: Das Produkt verfügt über einen Statusspeicher.
Funktion: Das Gerät merkt sich nach dem Einschalten den aktuellen Betriebsmodus (Luftdruck, Heizung, Vibrationsmodus und Gangstufe). Diese Einstellungen bleiben beim nächsten Neustart

Machine Translated by Google


ерхалтен.


Hinweis: Bitte achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass Sie sitzen oder liegen, um Verletzungen zu vermeiden.
Sturzgefahr und um die Massage zu genießen .

Machine Translated by Google

Инструкции за употреба

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Anwendung des Produkts sorgfältig durch. Für eine optimale Massage befolgen Sie bitte die Употреба





01. Schließen Sie den Schlauch an die Steuereinheit an.
* Zwei Hülsen müssen miteinander verbunden werden, damit es функционален.

02. Schließen Sie den Adapter fest an die Steckdose und die Steuereinheit ан. Der Bildschirm blinkt 1 Sekunde lang.

03. Ziehen Sie die Ärmel richtig über Ihre Beine.

04. Nehmen Sie eine bequeme Sitz-, Liegeoder Rückenposition ein. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten.

05. Sie können Modus, Intensitätsstufen und Timer ganz einfach wechseln, um die für Sie passende Einstellung zu finden und dann die Massage zu genießen (Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion, die beim Start die zuletzt verwendeten Druck-, Modus- und Zeiteinstellungen beibehält und diese als Standardeinstellungen für die nächste Verwendung запаметено.).

06. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Behandlungszeit automatisch аб. Sie können die Taste jederzeit drücken, um die Massage zu verlängern

Machine Translated by Google

oder vorzeitig zu beenden. Es wird empfohlen, das Gerät zweimal täglich zu verwenden (dh 1 Stunde pro Tag).

07. Nach Gebrauch kann das Abziehen des Luftschlauchs zu einem schnellen Luftverlust führen.

Machine Translated by Google

Спецификации

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7207
Color	Black
Input	12V⎓2A
Rated Power	24W

Продуктово почистване и почистване

01. Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
02. Sollten Steuereinheit, Hülsen und Schläuche verschmutzt sein, wischen Sie diese bitte mit einem feuchten, sauberen Tuch ab.
03. Mit einem sauberen Tuch gründlich trocknen.
04. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Schläuche gelangen.
05. Не почиствайте химически.
06. Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine kein Benzin, keinen Alkohol, keine Verdünnungsmittel und keine anderen reizenden Flüssigkeiten, da dies zu Fehlfunktionen führen oder die Komponenten beschädigen oder verfärben kann.
7. Achten Sie darauf, dass sich keine Flusen oder Staub an der Steuereinheit oder den Schlauchverbindungen ansammeln. Sollten sich Flusen oder Staub angesammelt haben, wischen Sie das System vor der Benutzung mit einem трокенен Тух аб.
08. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Abfälle die örtlichen Vorschriften.

Machine Translated by Google

Грешки и обработка

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-72 0 7
Размер на продукта (T*Б*X)	76 0* 3 00* 74 0 мм
Нетна маса	1,64 кг

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

масажор за игра

МОДЕЛ: FE-7207

Machine Translated by Google



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differentire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro dottotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Параметри на продукта	
Valutazione delle unità di distribuzione di energia per mobili	
Ингресо	10 0-240V~ 50/60Hz 0,8 A
Производство	DC12V 3A 36W

ИНСТРУКЦИИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Grazie per aver acquistato i nostri dotti. Il nostro obiettivo primario è semper stato quello di fornire ai clienti dotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere quanto segue.
manuale di istruzioni con attenzione per garantire un uso corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro. гълъб l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ПРЕДПАЗНИ МОНТАЖИ

Ce ne sono molti componenti e accessori nella confezione. Часкуно Il componente e l'accessorio sono etichettati con una lettera o un numero, controllare Leggere attentamente prima di utilizzare uno qualsiasi di essi. Tenerli lontani dalla portata dei bambini. предотвратяване инциденти.

37. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. OOH assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
38. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
39. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
40. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.

Machine Translated by Google

41. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o фармацевти.
42. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
43. Installare il prodotto su un sottofondo pulito e morbido (come un tappeto) o cartone) per evitare di graffiare o danneggiare la superficie на продукта.
44. Se possibile, si possono utilizzare utensili elettrici per facilitare il монтажо.
45. I componenti principali del prodotto sono relativamente pesanti. Si prega di pagare prestare attenzione alla sicurezza durante инсталацията.
46. Il dottotto non è stabile durante l'installazione, si prega di non spostarlo in modo casuale. prima che sia completamente installato .
47. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito
48. Per le pagine, fare riferimento allo schema di montaggio presente in това ръководство. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

*АССИКУРАТИВНИ УСТРОЙСТВА И ПРОХОДИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НЕЛ

MANUALE PER EVITATE PERDITE INUTILE CAUSATE DA ДЕИНСТАЛИРАНЕТО НЕ Е ПРАВИЛНО.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНО

25. Il dottotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le нормативна приложимост e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di инсталиране и използване на apparecchiatura.
26. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
27. Questo dottotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di

Machine Translated by Google

giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.

28. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in подобни приложения, качество:
    Luoghi in cui è necessario rilassare le gambe, come case, uffici, hotel, palestre e centri benessere.
29. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
30. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. В казуса на аномалиите, interromperne immediatamente l'utilizzo.
31. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Тенере l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
32. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o un centro di assistenza autorizzato.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Machine Translated by Google

Предпазни мерки

01. Questo dottotto è destinato esclusivamente all'uso personale e non è un dispositivo medico né un'applicazione per attività commerciali.
02. Non graffiare, danneggiare, manipolare, piegare eccessivamente, tirare o torcere il cavo di alimentazione dell'adattatore. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche. Quando si scollega l'apparecchio, tenere saldamente la spina e quindi scollegarla.
03. Non utilizzare un alimentatore diverso da quello originale.
04. Non collegare o scollegare l'alimentatore con le mani bagnate.
05. Non toccare il prodotto con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare съдебен иск.
06. Evitare di utilizzare il prodotto sotto coperte o cuscini e assicurarsi che il calore si disperda correttamente per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
07. Non utilizzare il dottotto in aree con dotti corrosivi o in presenza di административно обслужване на лицата.
08. Неизползване на продукта в околната среда с повишена температура на въздуха повдигнете che potrebbero causare scosse elettriche o altri rischi per la сигурност.
09. Non utilizzare il dottotto durante la guida e rispettare le norme del codice della strada per la propria sicurezza.
10. Non camminare mentre usi questo prodotto o indossi le maniche.
11. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di fastidio o dolore intenso durante l'utilizzo.
12. Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto/ha subito danni o se è venuto a свържете се с вода.
13. Interrompere l'utilizzo del prodotto se non funziona correttamente. 14. È necessaria la supervisione di un adulto quando il prodotto viene utilizzato da bambini o persone inesperte.
15. Tenere fuori dalla portata di neonati, bambini e persone che non sono in grado di utilizzarlo autonomamente.

Machine Translated by Google

16. Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto, дойде описано в ръководството.

17. È vietato modificare, smontare o riparare il prodotto senza разрешение.

18. Dopo l'uso, riporre il massaggiatore in un luogo asciutto, lontano da umidità e luce solare diretta.

19. Scollega l'alimentatore quando non lo utilizzi.

20. Si prega di mantenere il prodotto pulito e di utilizzare un panno morbido e asciutto durante la manutenzione.

21. Il prodotto è progettato per essere utilizzato da una sola persona alla волта.

22. Consultare un medico prima di utilizzare questo dodotto in presenza di una delle guenti condizioni:


- Durante la gravidanza, le mestruazioni o poco dopo il parto
- Dispositivi medici elettronici impiantabili, come ad esempio un кардиостимулатор.
- Disturbi della circolazione sanguigna o trombosi
- Остеопороза
- Кожни инфекции
- pazienti affetti da malattie cardiache
- Ferite o malattie superficiali del corpo
- Soffrire di tumori maligni
- Disabilità fisiche, сензорен или неврологичен дефицит, или манканза ди esperienza e buon senso (compresi i bambini con malattie mentali o физическа парализа)
- Ricevere cure mediche o avere una controindicazione che richieda l'uso di un'unità di controllo medico.
- Presenta fratture ossee o lussazioni in corrispondenza o in prossimità del sito di applicazione.
- Avere una grave periferica neuropatia, disfunzione or disturbo сензорна причина за диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ



Air Compression
Leg Massager x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Контролен блок



Machine Translated by Google

Въведение в пулсиращите



Tenere premuto this pulsante per 2 secondi per accendere/spegnere il устройство.




Има налични 6 режима на масажиране: AUTO/GAMBE/PIEDE /ПИЦИКА/ПРЕМИ/РИЛАСА. Una breve pressione per cambiare modalità.



Налични са 3 живи интензитета: MIN/MID/MAX. Premere brevemente per cambiare il livello di intensità.



Sono naponibili tri impostazioni di calore: BASSA/MEDIA/ALTA. Премере brevemente per cambiare l'impostazione di calore.



Sono disponibili tre impostazioni di vibrazione: bassa intensità con spia luminosa bianca, media intensità con spia luminosa verde, alta intensità con spia luminosa blu. Premere brevemente per cambiare l'impostazione вибрации.

*Продуктът се използва по подразбиране с таймер от 20 минути.

Забележка: il dottotto dispone di memoria di stato.
Funzione: il dispositivo memorizza lo stato della modalità di funzionamento corrente (pressione dell'aria, riscaldamento, modalità) di vibrazione e velocità) dopo l'avvio della macchina. Questa

Machine Translated by Google


impostazione predefinita verrà mantenuta al successivo riavvio della macchina.

Забележка: quando si utilizza il dispositivo, assicurarsi di essere seduti o sdraiati per evitare rischio di caduta e per
godersi il massaggio .

Machine Translated by Google

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il продото. Per ottenere un massaggio migliore, si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni.





01. Collegare il tubo flessibile all'unità di controllo.
* Per far funzionare il tutto, è necessario collegare due manicotti.

02. Collegare correttamente l'adattatore alla presa e all'unità di controllo; ето schermo lampeggerà за 1 секунда.

03. Infila correttamente le maniche sulla gamba.

04. Trova una posizione comoda, seduto, reclinato or sdraiato. Преми ил pulsante di accensione per iniziare.

05. Puoi cambiare facilmente la modalità, i livelli di intensità ei timer per trovare quelli più adatti a te e poi goderti il massaggio (il prodotto è dotato di una funzione di memoria che conserva le ultime impostazioni di pressione, modalità e temporizzazione utilizzate all'accensione, mantenendole come predefinite per l'utilizzo successivo).

06. Il dispositivo si spegnerà automaticamente al termine del tempo di trattamento. È possibile premere il pulsante per prolungare il massaggio o interromperlo prima in qualsiasi momento. Si consiglia di utilizzarlo due volte al giorno (overo per 1 ora al giorno).

Machine Translated by Google

07. Dopo l'uso, scollegare il tubo dell'aria può provocare uno sgonfiamento rapido.

Machine Translated by Google

Специфика

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7207
Color	Black
Input	12V⎓2A
Rated Power	24W

Pulizia e manutenzione del prodotto

01. Per pulire il prodotto, prima spegnerlo.
02. Se sporchi, pulire l'unità di controllo, le guaine ei tubi flessibili con un panno пулито и умидо.
03. Asciugare accuratamente con un panno pulito.
04. Non permettere che corpi estranei entrino nei tubi.
05. Не се мие сухо.
06. Не използвайте бензин, спирт, разредител или други дразнещи течности за почистване macchina, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti o danneggiare o оцветяване на компоненти.
07. Non lasciare che lanugine o polvere si accumulino sull'unità di controllo o sui raccordi dei tubi flexibili. In caso di accumulo di lanugine o polvere, pulire il система con un panno asciutto prima dell'uso.
08. Si prega di attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Machine Translated by Google

Risoluzione dei problemi e trattamento

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модело	FE-72 0 7
Размери дел продукт (P*L*A)	76 0* 3 00* 74 0 мм
Нетно песо	1,64 кг

*

Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a променете без предупреждение.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

масажист на перуки

МОДЕЛ: FE-7207

Machine Translated by Google



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Параметри на продукта	
Clasificación de las unidades de distribución de energía para muebles	
Апорте	10 0-240V~ 50/60Hz 0,8 A
Производство	DC12V 3A 36W

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Gracias por adquirir nuestros products. Nuestro compromiso de brindar a los clientes productos y servicios de la mejor calidad siempre ha sido nuestro objetivo principal. Antes de usar el producto, вижте следното:
manual de instrucciones con cuidado para asegurar un uso correcto. Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ АЗАМБЛЕЯ

Hay muchos componentes y accesorios en el paquete. Када Ел componente y el accesorio están etiquetados con una letra o un номер, проверено. con cuidado antes de usar cualquiera de ellos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. предотвратяване на инциденти.

49. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instructiones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
50. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
51. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
52. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
53. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del

Machine Translated by Google

алкохол, las drogas или los medicamentos.

54. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
55. Instale el producto sobre una base limpia y suave (como una алфомбра). o cartón) para evitar rayar o dañar la superficie de la продукто .
56. Ако е възможно, puede utilizar herramientas eléctricas para facilitar el монтаж.
57. Los componentes principales del producto son relativamente pesados. Por favor, pague prestar atención a la seguridad durante la инсталация.
58. El producto no es estable durante la instalación. Моля, не, ето mueva de forma aleatoria. antes de que esté completamente инсталирано.
59. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran продължение
60. Para consultar las páginas, consulte el diagrama de montaje de este ръководство. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo лимпия.

*ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL РЪКОВОДСТВО PARA EVITE PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR НЕПРАВИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ НА USAR

33. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. Ла instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas applicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Прочетете ръководството de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
34. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido относно употребата на уреда.
35. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con

Machine Translated by Google

este artículo ni cerca de él.

36. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
Lugares donde se necesita relajar las piernas, como hogares, oficinas, hoteles, gimnasios y centros de salud.
37. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
38. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna аномалия, изпускане от употреба.
39. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
40. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico упълномощен/а.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА

Machine Translated by Google

Предпазни мерки

01. Este producto es solo para uso personal y no es un instrumento médico ni para actividades komerciales.
02. No raye, dañe, manipule, doble excesivamente, tire ni retuerza el cable de alimentación del adaptador. De lo contrario, podría provocar un incendio или una download eléctrica. Al desenchufarlo, sujételo por el enchufe y luego desconéctelo.
03. No utilice otro adaptador de corriente que no sea el original.
04. No conecte ni desconecte el adaptador de corriente con las manos мохадас.
05. No toque el producto con objetos afilados para evitar dañar las piezas на продукта.
06. Evite utilizar el producto debajo de mantas o almohadas y permita una adecuada disipación del calor para evitar el sobrecalentamiento, que podría provocar incendios, descargas électricas o lesiones.
07. No utilice el producto en áreas con productos corrosivos o приложение на кислород.
08. No utilice el producto en ambientes con alta humedad o alta temperatura que puedan causar descargas eléctricas u otros riesgos para сигурността.
09. No utilice el producto mientras conduce y respete las leyes de transsito за сигурност.
10. No camine mientras usa este producto o lleva puestas las mangas.
11. Deje de usar el producto inmediatamente si experimenta molestias o интензивна болка по време на употребата ти.
12. No utilice el producto si tiene el cable o el enchufe dañados, no funciona correctamente, se ha caído o dañado, o ha entrado en contacto с водата.
13. Deje de usar el producto si no funciona correctamente.
14. Se requiere supervisión cuando los niños o las personas que carecen de conocimientos utilicen el producto.
15. Manténgalo fuera del alcance de bebés, niños y personas que no

Machine Translated by Google

puedan usarlo de forma independiente.

16. Utilice el producto únicamente para el fin previsto, tal como se describe в ръководството.

17. Queda prohibido remodelar, desmontar or reparar el producto sin разрешение.

18. Después de usarlo, guarde el masajeador en un lugar seco, alejado de la humedad y de la luz solar directa.

19. Desenchufe el adaptador de corriente cuando no lo esté utilizando.

20. Mantenga el producto limpio y utilice una toalla suave y seca durante el поддържане.

21. El producto está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la вез.

22. Consulte a un médico antes de usar este producto si padece alguna de следните аматьорски занимания:

Durante el embarazo, la menstruación o poco después del parto.

Медицински устройства за имплантиране на електроника, като маркапасос кардио.

Trastornos de la circulación sanguínea или тромбоза

Остеопороза

кожни инфекции

pacientes con enfermedades cardíacas

Heridas o enfermedades superficiales en el cuerpo

Que padecen tumores malignos

Disapacidades físicas, déficits senzialies o neurológicos, o falta de experiencia y sentido común (incluidos los niños con enfermedades) mentales o paralisis física).

Estar recibiendo tratamiento médico o tener alguna contraindicación que requiera el uso de algún dispositivo de control médico.

Presentar fracturas o dislocaciones óseas en el lugar de aplicación o около


Tener disfunción neuropática periférica tener or alteración setive причинено от диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК С ПАРЧЕТА



Air Compression
Leg Massager x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Единица за контрол



Machine Translated by Google

Въведение в бутона



Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para encender/apagar устройството.




Има 6 режима на масаж: AUTOMÁTICO/PIERNA/PIES /PULSAR/PRESIONAR/RELAJAR. Pulsación corta para cambiar de модо.



Има 3 нива на интензивност: MÍN/MEDIO/MÁX. Pulse brevemente ал cambiar de nivel de intensidad.



Hay tres niveles de calor: BAJO/MEDIO/ALTO. Pulse brevemente ал променете нивото на калории.



Hay tres niveles de vibración: intensidad baja con luz indicadora blanca, intensidad media con luz indicadora verde y alta intensidad con luz indicadora azul. Pulse brevemente para cambiar el nivel de vibración.

*El producto viene configurado por defecto con un temporizador de 20 минути.

Забележка: el producto tiene memoria de estado.
Función: El dispositivo memorizará el estado del modo de funcionamiento actual (presión de aire, calefacción, modo de

Machine Translated by Google


vibración y marcha) tras encender la máquina. Este estado se mantendrá por defecto al reiniciar la máquina la próxima vez.

Забележка: Al usar el dispositivo, asegúrese de estar sentado o acostado para evitar
riesgo de caídas y disfrutar del masaje .

Machine Translated by Google

Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de usar el producto. Para obtener mejores resultados con el masaje, úselo según las инструкции.





01. Conecte la manguera a la unidad de control.
* Para que funcione, es necesario conectar dos manguitos.

02. Conecte bien el adaptador a la toma de corriente ya la unidad de контрол; la pantalla parpadeará durante 1 segundo.

03. Colócate las mangas correctamente en la pierna.

04. Busque una posición cómoda sentado, reclinado o acostado. Presione el botón de encendido para comenzar.

05. Puede cambiar fácilmente el modo, los niveles de intensidad y los temporizadores para encontrar el que más le convenga y luego disfrutar del masaje (El producto cuenta con una función de memoria que conserva la última configuración de presión, modo y tiempo utilizada al encenderlo, guardándola como valures predeterminados para el siguiente uso).

06. El dispositivo se apagará automáticamente una vez finalizado el tiempo de tratamiento. Si desea prolongar o finalizar el masaje antes de tiempo, puede pulsar el botón. Se recomienda usarlo dos veces al día (es реши, един час на деня).

Machine Translated by Google

07. Después de su uso, desconectar la manguera de aire puede provocar un desinflado rápido.

Machine Translated by Google

Презумпюсто

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7207
Color	Black
Input	12V⎓2A
Rated Power	24W

Limpieza y mantenimiento del producto

01. Para limpiar el producto, primero apáguelo.

02. Si están sucios, limpie la unidad de control, los manguitos y las mangueras con un paño limpio y húmedo.

03. Secar completamente con un paño limpio.

04. No permita que entren objetos extraños en las mangueras.

05. Без измиване в сух вид.

06. Без използване на бензин, алкохол, разредител и други течности, дразнещи за лимпиар la máquina, ya que podría causar un mal funcionamiento o dañar o decolorar los компоненти.

07. Evite que se acumule pelusa o polvo en la unidad de control o en las conexiones de las mangueras. Si se acumula pelusa o polvo, limpie el sistema con un paño seco antes de usarlo.

08. Por favor, respete la normativa local al desechar los residuos.

Machine Translated by Google

Solucion de problemas y tratamiento

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модело	FE-72 0 7
Размери дел продукт (дълбочина*анчо*висок)	76 0* 3 00* 74 0 мм
Нетно песо	1,64 кг

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

масажор за нокти

МОДЕЛ: FE-7207

Machine Translated by Google



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Параметрични продукти	
Ocena urządzeń do dystrybucji energii w meblach	
Wejście 10	0-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A
Захранване	DC12V 3A 36W

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

WSTĚP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momentencie.

МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Jest ich wiele elementy i akcesoria w opakowaniu. Każdy елемент i akcesorium są oznaczone literą lub cyfrą, sprawdź przed użyciem któregokolwiek z nich należy zachować ostrożność. Trzymać je poza zasięgiem dzieci. zapobiegać wypadkom.

61. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
62. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI или wytrzymałe rękawice robocze.
63. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre осветление.
64. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego Трвания.

Machine Translated by Google

65. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
66. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i змонтирани калковици.
67. Proszę zainstalować produkt na czystym i miękkim podkładzie (np. dywanie) lub tektury), aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia прахов продукт.
68. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie монтаж
69. Główne elementy produktu są stosunkowo ciężkie. Proszę o zapłatę należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji .
70. Produkt nie jest stabilny podczas montażu. Nie należy go przenosić losowo. przed całkowitym zainstalowaniem .
71. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych понижаване
72. Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

*PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTRUKCJI INSTALACJI, UNIKNIJ NIEPOTRZEBNYCH STRAT SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ.

UŻYWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

41. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Инсталация tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze goesylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
42. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z устройство.

Machine Translated by Google

43. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani пребивавам в неговата близост.
44. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych

    използван, също както:

    Miejsca wymagające relaksu nóg, takie jak domy, biura, hotele, siłownie i шкафове за здравословни нужди.
45. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
46. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. У przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego употреба.
47. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
48. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub w serwisie.

ЗАПИШЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ

Machine Translated by Google

01. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nie jest instrumentem medycznym ani nie jest przeznaczony do celów търговски.
2. Nie rysuj, nie uszkadzaj, nie przetwarzaj, nie zginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj nadmiernie przewodu zasilającego zasilacza. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas odłączania trzymaj za wtyczkę, a następnie ją odłącz.
03. Nie używaj innego zasilacza niż oryginalny.
04. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami.
05. Aby zapobiec uszkodzeniu części produktu, nie należy dotykać produktu ostrymi przedmiotami.
06. Unikaj używania produktu pod kocami lub poduszkami i zapewnij odpowiednie odprowadzanie ciepła, aby zapobiec przegrzaniu, które może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

07. Nie należy używać produktu w miejscach, w których znajdują się produkty żrące lub w których podawane jest tlen.
08. Nie należy używać produktu w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

09. Nie używaj produktu podczas kierowania pojazdem i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, aby zapewnić bezpieczeństwo.

10. Nie chodź, gdy używasz tego produktu lub masz na sobie rękawy.
11. Jeśli podczas stosowania produktu wystąpi dyskomfort lub silny ból, należy natychmiast przerwać jego stosowanie.
12. Nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, produkt nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub miał контакт с вода.

Machine Translated by Google

13. Zaprzestań używania produktu, jeśli nie działa on prawidłowo.

14. Nadzór jest wymagany, gdy z produktu korzystają dzieci lub osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy.
15. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt, dzieci i osób niemogących samodzielnie się nim posługiwać.
16. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym с инструкции.
17. Zabrania się przerabiania, rozmontowywania lub naprawy produktu без зезволения.
18. Po użyciu umieść masażer w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
19. Odłączaj zasilacz, gdy go nie używasz.
20. Podczas konserwacji należy dbać o czystość produktu i wycierać go сладък, сух ръченик.
21. Produkt jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę na raz.
22. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów:

W czasie ciąży, menstruacji lub krótko po porodzie
Wszczepiane elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serka
Zaburzenia krążenia krwi lub zakrzepica
Osteoporoza
Запазване на скорости
Pacjenci z chorobami serca
Rany lub choroby powierzchniowe na ciele
Chory na nowotwory złośliwe
Niepełnosprawność fiziczna, сензорен дефицит или неврологични albo brak doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci z chorobami psychicznymi lub paraliżem fizycznym)

Otrzymywanie leczenia lub występowanie przeciwwskazań do stosowania jakiegokolwiek urządzenia medycznego.

Machine Translated by Google

Złamania lub zwichnięcia kości w miejscu zastosowania lub w jego
pobliżo


Posiadanie poważnej dysfunkcji neuropatii obwodowej lub zaburzeń
czuciowych spowodowanych cukrzycą

Machine Translated by Google

ЧЕСКИ СПИСЪК



Air Compression
Leg Massager x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Единица на държача



Machine Translated by Google

Внасяне в практическа работа



Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.




Има 6 опита за масаж: AUTO/NOGI/STOPY /SZCZYPNIJ/NACIŚNIJ/ROZLUŹNIJ. Naciśnij krótko , aby zmienić tryb.



Достъпни са 3 позиции на интензивност: МИН/СРЕДЕН/МАКС. Aby zmienić poziom intensywności, naciśnij krótko.



Dostępne są trzy ustawienia temperaturey: NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA. Naciśnij krótko, aby zmienić ustawienia temperatury.



Dostępne są trzy ustawienia wibracji: niska intensywność z białym wskaźnikiem świetlnym, średnia intensywność z zielonym wskaźnikiem świetlnym, wysoka intensywność z niebieskim wskaźnikiem świetlnym. Naciśnij krótko, aby zmienić ustawienia wibracji.

*Домашни продукти с таймер за 20 минути.

Uwaga: produkt ma pamięć statusu.
Funkcja: urządzenie zapamiętuje aktualny tryb pracy (ciśnienie powietrza, ogrzewanie, tryb wibracji i bieg) po uruchomieniu maszyny. Ustawienia domyślne zostaną zachowane po ponownym


Machine Translated by Google


уръчване на машини.

Uwaga: Podczas korzystania z urządzenia należy siedzieć lub leżeć, aby uniknąć
ryzyko upadku i cieszyć się masażem .

Machine Translated by Google

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać środki ostrożności.
Aby uzyskać lepszy masaż, należy stosować go zgodnie z instrukcją.





01. Podłącz wąż do jednostki sterującej.
* Aby to działało, konieczne jest połączenie dwóch rękawów.

02. Podłącz adapter do gniazdka i jednostki sterującej, ekran będzie migał преди 1 секунда.

03. Załóż prawidłowo rękawy na nogę.

04. Znajdź wygodną pozycję siedzącą, leżącą lub leżącą. Naciśnij przycisk засилване, за да започнем.

05. Możesz swobodnie przełączać tryby, poziomy intensywności i timery, aby znaleźć te, które najbardziej Ci odpowiadają, a następnie cieszyć się masażem (produkt jest wyposażony w funkcję pamięci, która zapamiętuje ostatnio użyte ustawienia ciśnienia, trybu i czasu po uruchomieniu, zachowując je jako ustawienia domyślne do następnego użycia).

06. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie czasu zabiegu.

Możesz nacisnąć przycisk, aby przedłużyć masaż lub zakonczyć go

wcześniej w dowolnym momentencie. Zaleca się stosowanie urządzenia dwa razy dziennie (tj. co godzinę).

Machine Translated by Google

07. Po użyciu odłączenie węża powietrza może spowodować gwałtowne spuszczenie powietrza.

Machine Translated by Google

Спецификация

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7207
Color	Black
Input	12V⎓2A
Rated Power	24W

Czyszczenie i konserwacja produktu

01. Aby wyczyścić produkt, najpierw go wyłącz.
02. W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć jednostkę sterującą, tuleje i węże
уилготна, чиста сотня.
03. Dokładnie osusz czystą szmatką.
04. Nie dopuść do przedostania się ciał obcych do węży.
05. Не е нужно химическо чистене.

06. Nie używaj benzyny, alkoholu, rozcieńczalników ani innych drażniących

płynów do wycierania urządzenia, ponieważ może to spowodować awarię lub
uszkodzenie bądź odbarwienie podzespołów.
7. Nie dopuszczaj do gromadzenia się kłaczków ani kurzu na jednostce sterującej
ani połączeniach węży. W przypadku nagromadzenia się kłaczków lub kurzu, przed użyciem
przetrzyj system suchą szmatką.
08. Przy utylizacji odpadów należy stosować się do lokalnych przepisów.

Machine Translated by Google

Rozwiązywanie problemów i leczenie

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-72 0 7
Wymiary produkti (гл.*сер.*вис.)	76 0* 3 00* 74 0 мм
Вага нето	1,64 кг

* Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

билмасажист

МОДЕЛ: FE-7207

Machine Translated by Google



Това е първоначалното управление. Разберете всички инструкции за работа
zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt
zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreter.
Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt.
Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of
софтуерни актуализации за продукта.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Параметри на продукта	
Beoordeling van stroomverdeelunits за meubels	
Фактуратор	10 0-240V~ 50/60Hz 0,8 A
Захранващ блок DC12V 3A 36W	

ИНСТРУКЦИИ ЗА VEILIGHEIDS

ФАКТУРИРАНЕ

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het gebruikt на продукта.
handiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment kan vinden.

МОНТАЖ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ МАШИНИ

Er zijn er veel onderdelen en accessoires in het pakket. Elk Als een onderdeel of accessoire is gemarkeerd met een letter of een cijfer, controleer dit dan.
Lees ze zorgvuldig door voordat u ze gebruikt.
Houd ze buiten het bereik van kinderen. Ongelukken voorkomen.

73. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructions. Онджуисте монтаж kan gevaarlijke situations opleveren.
74. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige workhandschoenen.
75. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
76. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
77. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van алкохол, наркотици на медицината.

Machine Translated by Google

78. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig сглобяеми продукти.
79. Инсталирайте този продукт op een schone en zachte ondergrond (zoals tapijt). от картон) om krassen of beschadiging van het oppervlak te предимство. продукт.
80. Gebruik indien mogelijk elektrisch gereedschap om de montage te завесени крака.
81. De belangrijkste onderdelen van het product zijn relatief zwaar. Gelieve te betalen Let op de veiligheid tijdens de installatie .
82. Het product is niet stabiel tijdens de installatie. Verplaats het daarom ниет зомаар. voordat het volledig e geïnstalleerd .
83. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die hieronder worden vermeld, kunt u contact met ons opnemen.
84. Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze обработка. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone работна среда.

*VOLG DE INSTALLATIESTAPPEN IN DE HANDLEIDING OM VOORKOM ONNODIGE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ONJUISTE ИНСТАЛАЦИЯ.

УПОТРЕБА НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

49. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. Де installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. утайка de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
50. Този апарат не се използва за персонал на вратата (вкл. kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke на mentale vermogens, на die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan от инструкции hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
51. Този продукт не е одобрен. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
52. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke плъхове, например:

Machine Translated by Google

Plaatsen waar beenontspanning gewenst is, zoals thuis, op kantoor, in хотели, спортни училища и уелнес центрове.

53. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
54. Пазете продукта по подходящ начин. Controleer vóór gebruik на het продукт niet дефект е. Спрете het gebruik als er een defect is.
55. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
56. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een пълен комплект die verkrijgbaar e bij de fabrikant на сервизен пункт.

BEWAAR DEZE HANLEIDING

Machine Translated by Google

Правила за безопасност

01. Този продукт е uitsluitend voor persoonlijk gebruik en is geen medisch инструмент за търговска дейност.

02. Bekrast, beschadig, bewerk, buig, trek of verdraai het netsnoer van de voedingsadapter niet te veel. Anders kan dit марката на een elektrische schok veroorzaken. Houd bij het loskoppelen de stekker vast en trek deze er dan уит.

03. Gebruik geen andere voedingsadapter dan de originalele.

4. Steek de voedingsadapter niet in het stopcontact en haal hem er niet uit срещна Нате Ханден.

05. Raak het product niet aan met scherpe voorwerpen om schade aan de productonderdelen te voorkomen.

06. Gebruik het product niet onder dekens of kussens en zorg voor voldoende warmteafvoer om oververhitting te voorkomen. Прекаляване kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel.

7. Gebruik het product niet in ruimtes met corrosieve stoffen of waar изходът от думата достъпен.

8. Gebruik het product niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of hoge temperaturen, aangezien dit elektrische schokken of andere veiligheidsrisico's kan veroorzaken.

9. Gebruik het product niet tijdens het autorijden en houd u aan de verkeersregels voor uw eigen veiligheid.

10. Loop niet rond terwijl u dit product gebruikt of de mouwen draagt.

11. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u tijdens het gebruik ongemak of hevige pijn ervaart.

12. Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen/beschadigd is of als het in contact is гекомен срещна вода.

13. Stop met het gebruik van het product als het niet goed werkt.

14. Toezicht is vereist wanneer kinderen of personen zonder de nodige Кеннис използва продукта.

15. Houd het buiten het bereik van baby's, kinderen en mensen die het niet

Machine Translated by Google

напълно може да се използва.
16. Gebruik het product alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in
де хенделинг.
17. Het is verboden het product zonder toestemming te verbouwen,
demonteren of repareren.
18. Plaats de massager na gebruik op een droge plaats, uit de buurt van
изоставен директно на светлината.
19. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als u deze
не се използва.
20. Houd het product schoon en gebruik tijdens het onderhoud een zachte, droge
handdoek.
21. Този продукт е ontworpen om slechts door één persoon tegelijk te
използвани думи.
22. Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt als u een van de
следващите действия имат:


Tijdens de zwangerschap, de menstruatie of kort na de bevalling
Geïmplanteerde medische elektronische apparaten, zoals een
пейсмейкър.
Bloedsomloopstoornissen на тромбоза
Остеопороза
Въглехидрати
Patiënten met hartaandoeningen
Wonden of oppervlakkige aandoeningen aan het lichaam
Lijdend aan kwaadaardige tumoren
Lichamelijke beperkingen, zintuiglijke of neurologische tekortkomingen, of
gebrek aan ervaring en gezond verstand (waaronder kinderen met
een psychische aandoening of lichamelijke verlamming)
U undergaat een medische behandeling of er е противопоказание
waardoor het gebruik van een medisch controleapparaat niet is
прилагам.
Heeft u botbreuken of -dislocates op of nabij de aanbrengplaats?
Ernstige perifere neuropathie of sensorische stoornissen als gevolg
ван диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК С ЗАДЪЛЖЕНИЯ



Air Compression
Leg Massager x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Бестурингзейнхейд




Machine Translated by Google

Въведение във копчето



Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen.




Има 6 поставки за масаж: AUTO/BEEN/VOET /KNIPPEN/DRUKKEN/ONTSPANNEN. Kort indrukken om van modus te Виселен.



Има 3 интензивни нива: MIN/MID/MAX. Kort indrukken om tussen de intensiteitsniveaus te schakelen.



Имате сух топъл тест: LAAG/MIDDEN/HOOG. Kort indrukken om tussen de warmtestanden te schakelen.



Er zijn drie trilstanden: lage intensiteit met wit indicatielampje, gemiddelde intensiteit met groen indicatielampje en hoge intensiteit met blauw индикация. Kort indrukken om tussen de trilstanden te schakelen.

*Таймерът на този продукт се приема стандартно за 20 минути.

Забележка: het product heeft een statusgeheugen.
Функция: този апарат е включен в режим на работа (luchtdruk, verwarming, trilmodus en versnelling) na het opstarten.
Deze standaardinstellingen worden behouden wanneer het apparaat de volgende keer opnieuw wordt opgestart.

Machine Translated by Google

Let op: Zorg er bij gebruik van het apparaat voor dat u zit of ligt om te преди да...


het risico op vallen, en om van de massage te genieten .

Machine Translated by Google

Услуги по обслужване

Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het product gebruikt. Gebruik het product volgens de gebruiksaanwijzing voor een оптимален масаж.





01. Sluit de slang aan op de besturingseenheid.
* Er moeten twee mouwen met elkaar verbonden worden om het te laten работи.

02. Адаптерът на адаптера е активиран при спиране на контакта; het scherm knippert gedurende 1 seconde.

03. Trek de mouwen goed aan op je been.

4. Zoek een comfortabele zit-, lig- of achteroverleunpositie. Друк оп де натиснете/изключете бутона, за да го стартирате.

05. U kunt eenvoudig de modus, intensiteitsniveaus en timers aanpassen om de gewenste instelling te vinden en vervolgens van de massage te genieten. (Het product beschikt over een geheugenfunctie die de laatst gebruikte druk-, modus- en timerinstellingen bij het opstarten onthoudt en als standaardwaarden voor het volgende gebruik bewaart.)

06. Het apparaat schakelt automatisch uit na de ingestelde behandeltijd. U kunt op elk gewenst moment op de knop drukken om de massage te verlengen of eerder te beëindigen. Het wordt aanbevolen om het apparaat

Machine Translated by Google

twee keer per dag te gebruiken (dus 1 uur per dag).

7. Na gebruik kan het loskoppelen van de luchtslang leiden tot een snelle лийглуп.

Machine Translated by Google

Спецификации

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7207
Color	Black
Input	12V⎓2A
Rated Power	24W

Productreiniging en -onderhoud

01. Om het product schoon te maken, moet u het eerst uitschakelen.
02. Indien vuil, dient u de bedieningseenheid, de hoezen en de slangen af te vegen met een vochtige, schone doek.
03. Droog grondig af met een schone doek.
4. Voorkom dat er vreemde voorwerpen in de slangen terechtkomen.
05. Не почиствайте химично.
06. Gebruik geen benzine, alkohol, verdunners of andere irriterende vloeistoffen om de machine schoon te maken, aangezien dit storengen kan veroorzaken of de onderdelen kan beschadigen of verkleuren.
7. Voorkom dat er stof of pluisjes ophopen op de bedieningseenheid of de slangkoppelingen. Als er toch stof of pluisjes ophopen, veeg het system dan voor gebruik af met een droge doek.
8. Houd u bij het afvoeren van afval aan de plaatselijke voorschriften.

Machine Translated by Google

Избухване на проблем и обработка

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-72 0 7
Размери на продукта (D*B*H)	76 0* 3 00* 74 0 мм
Нетна маса	1,64 кг

* Producteigenschappen, zoals спецификации, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

апарат за масаж Ben

МОДЕЛ: FE-7207

Machine Translated by Google



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt for att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Параметри на продукта	
Класифициране на möbeldistributionsenheter	
Вход	10 0–240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
Производство	DC12V 3A 36W

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan използвате продуктите.
instruktionsmanual noggrant for att säkerställa korektn användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den до смърт.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Този finns många компоненти och tillbehör и пакет. Varje en komponent och tillbehör är märkt med en bokstav или siffra, kontrollera noggrant innan du använder någon av dem. Förvara dem utom räckhåll för хамбар. förhindra olyckor.

85. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan орсака рискьор.
86. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar под Монтеринген.
87. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
88. Håll åskådare borta från området under monteringen.
89. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller лечител.

Machine Translated by Google

90. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkti.
91. Installera produkten på ett rent och mjukt underlag (t.ex. en matta) eller kartong) för att undvika repor eller skador på ytan på produkt .
92. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
93. Компонентът на продуктите е relativt tunga. Vänligen betala uppmärksamhet på säkerheten при инсталация.
94. Продуктът е стабилен при инсталиране. Flytta den inte slumpmässigt. innan den är helt installerad .
95. För ytterligare information om de delar som listas i följande
96. sidorna, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

*VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIK ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAD AV FELAKTIG ИНСТАЛАЦИЯ.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

57. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga foreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
58. Този апарат е inte avsedd att användas av personer (включително barn) med nedsatt fysisk, сензорен или умствен förmåga, или bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar за да сте сигурни.
59. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i близо до този продукт.
60. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande допълнителни материали:
Platser som behöver avslappning for benen, såsom hem, kontor, hotell, gym och vårdcentraler.
61. Använd produkten enligt avsett ändamål. Варна за potentiella skador видео неудобно използване.

Machine Translated by Google

62. Förvara produkten ordentligt. Controllera om produkten är avvikande преди анвänднинг. Om den är avvikande, sluta använda den.
63. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för хамбар.
64. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller en представител на услугите.

Наръчник за СПАРА ДЕННА

Machine Translated by Google

Защитни гарнитури

01. Този продукт е завършен за персонален брук и е inte ett medicinskt инструмент или за комерсиална активация.

02. Repa, skada, bearbeta, böj, dra eller vrid inte nätadapterns nätsladd. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Håll i kontakten och dra седан ur sladden när du drar ur sladden.

03. Använd inte någon annan nätadapter än originalet.

04. Anslut или dra inte ur nätadaptern med våta händer.

05. Rör inte produkten med vassa föremål för att förhindra skador på продукти

06. Undvik att använda produkten under filtar или kuddar och se till att värmen avleds ordentligt för att förhindra överhettning, vilket kan leda till марка, elektriska stötar или skador.

07. Använd inte produkten i områden med frätande produkter eller сиргастилфьорсел.

08. Använd inte produkten i miljöer med hög luftfuktighet eller hög temperatura som kan orsaka elektriska stötar или andra säkerhetskersker.

09. Använd inte produkten under körning och följ trafikreglerna för череп на сакерхетс.

10. Gå inte omkring när du använder produkten eller har på dig ärmarna.

11. Sluta omedelbart använda produkten om du upplever bothag eller svår смярта под употреба.

12. Använd inte produkten om den har en skadad sladd eller kontakt, inte fungerar som den ska, har tappats/skadats или har kommit i kontakt med ватен.

13. Sluta använda produkten om den inte fungerar som den ska. 14. Övervakning krävs när barn или personer som saknar kunskap използвайте продукти.

15. Förvara den utom räckhåll för spädbarn, barn och personer som inte kan använda den självständigt.

16. Använd produkten endast for det avsedda ändamålet enligt описания и ръководства.

Machine Translated by Google

17. Det är förbjudet att ombygga, demontera или reparera produkten utan
оставащ.

18. Placera massageapparaten på en torr plats efter användning, skyddad
från fuktighet och direkt solljus.

19. Koppla ur nätadaptern när du inte använder den.

20. Håll produkten ren och använd en mjuk och torr handduk under
подземие.

21. Produkten är avsedd att endast användas av en person åt gången.

22. Rådfråga en läkare innan du använder denna produkt om du har något
от следващите остатъци:

Under graviditet, menstruation eller strax efter förlossningen

Implanterade medicinska elektroniska apparater, såsom en
пейсмейкър на сърцето

Blodcirkulationstörningar или тромбози

Остеопороз

Хъриинфекционери

Пациенти със здравословни проблеми

Sår eller ytliga sjukdomar på kroppen

Лидер на злокачествени тумори

Fysiska funktionsnedsättningar, сензорна или неврологична
underskott, eller brist på erfarenhet och sunt förnuft (inklusive barn)
med psykisk sjukdom или fysisk förlamning)

Får medicinsk hehandling, eller har en kontraidikation som kräver
användning av någon medicinsk kontrollenhet.

Har benfrakturer или dislokationer på или nära appliceringsstället


Har allvarlig периферна невропатна дисфункция или сензорно увреждане
диабет

Machine Translated by Google

ДЕЛИСТА



Air Compression
Leg Massager x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Контролиран




Machine Translated by Google

Въведение



Опитайте на den här knappen i 2 sekunder för att slå på/av enheten.




Има 6 масажа: AUTO/BEN/FOT /NYP/TRYCK/SLAPPNA AV.
Tryck kort för att växla läge.



Има 3 нива на интензитет: MIN/MID/MAX. Tryck kort för att växla mellan
нива на интензитет.



Дет финнс третото устройство за инсталиране: LÅG/MELLAN/HÖG. Tryck kort for att
ниски температурни инсталации.



Det finns tre vibrationsinställningar. Låg intensitet med vit indikatorlampa, medelintensitet
med grön indikatorlampa, hög intensitet med blå
индикаторлампа. Опитайте корт за включване на висока вибрация.

*Продуктите са със стандартен таймер за 20 минути.

Забележка: Продуктът има статус.
Funktion: Enheten kommer ihåg aktuellt arbetsläge (lufttryck, värme, vibrationsläge och
växel) efter att maskinen startats.
Standardinställningen kommer att bibehållas nästa gång maskinen
стартас ом.

Machine Translated by Google


Obs: Se till att du sitter *или* ligger ner när du använder enheten for att undvika


risk att falla och att njuta av massagen .

Machine Translated by Google

Бруксанвиснинг

Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.
För att få bättre масаж, använd den enligt instruktionerna.





01. Anslut slangen till styrenheten.
* Två hylsor måste vara ihopkopplade för att det ska fungera.

02. Anslut adaptern ordentligt till uttaget och styrenheten, skärmen blinkar i 1 секунда.

03. Sätt på ärmarna ordentligt på benet.

04. Hitta en bekväm position, sittande, liggande eller liggande. Опитайте på strömknappen for att starta.

05. Du kan växla läge, intensitetsnivåer och timers för att hitta det som passar dig, och sedan njuta av massagen (Produkten har en minnesfunktion som sparar de senast använda tryck-, läges- och tidsinställningarna video start och bevarar dem som standardinställningar för следващо използване.).

06. Apparaten stängs av automatiskt när hendlingstiden är slut. Ду кан trycka på knappen om du vill förlänga massagen или avsluta den tidigare när som helst. Det rekommenderas att använda den två gånger om dagen. (дв. 1 път на ден)

Machine Translated by Google

07. Om luftslangen dras ur efter användning kan det leda till snabb tömning.

Machine Translated by Google

Спецификации

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7207
Color	Black
Input	12V⎓2A
Rated Power	24W

Produktrengöring och underhåll

01. Stäng först av produkten for att rengöra den.

02. Torka av styrenheten, hylsorna och slangarna med en fuktig, ren trasa om de съм недоволен/а.

03. Torka noggrant med en ren trasa.

04. Se till att främmande föremål inte kommer in i slangarna.

05. Кемтватта инте.

06. Använd inte bensin, alkohol, utspädningsmedel eller andra irriterande vätskor för att torka av maskinen om det orsakar funktionsfel eller om komponenterna är грешки или пропуски.

07. Se till att ludd или damm inte samlas på styrenheten или slangkopplingarna. Om ludd eller damm samlas, torka av systemet med en torr trasa före användning.

08. Följ lokala föreskrifter när du gör dig av med avfallet.

Machine Translated by Google

Извличане и обработка

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-72 0 7
Продуктов магазин (D*B*H)	76 0* 3 00* 74 0 мм
Нетовикт	1,64 кг

* Продуктови спецификации, показване и дизайн могат да бъдат отбелязани ändras utan föregående meddelande.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

