Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


масажор за крака

МОДЕЛ: FE-7232

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

МОДЕЛ: FE-7232



Това е оригиналната инструкция, моля, прочетете внимателно всички инструкции в ръководството, преди да започнете работа. VEVOR си запазва правото да тълкува ръководството за потребителя. Външният вид на продукта ще зависи от продукта, който сте получили. Моля, извинете ни, че няма да ви информираме отново, ако има технологични или софтуерни актуализации на нашия продукт.

Machine Translated by Google

	Внимание - За да намали риска от нараняване, потребителят трябва внимателно да прочете ръководството за употреба.
	ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ на мебелни разпределителни устройства Този продукт е предмет на разпоредбите на Европейската директива 2012/19/ЕС. Символът, показващ зачеркнат кош за боклук с колелца, показва, че продуктът изисква разделно събиране на отпадъци в Европейския съюз. Това се отнася за продукта и всички аксесоари, маркирани с този символ. Продуктите, маркирани като такива, не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за събиране за рециклиране на електрически и електронни устройства.
	Информация на FCC за разпределителни блокове за мебели: ВНИМАНИЕ: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването! Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия: 1) Този продукт може да причини вредни смущения. 2) Този продукт трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Промени или модификации на този продукт, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с продукта. Забележка: Този продукт е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна среда. инсталация. Този продукт генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат в дадена инсталация. Ако това

Machine Translated by Google

	продуктът причинява вредни смущения на радиото или телевизията приемане, което може да се определи чрез изключване на продукта и включен, потребителят се насърчава да опита да коригира смущението, като една или повече от следните мерки. · Преориентирайте или преместете приемащата антена. · Увеличете разстоянието между продукта и приемника. · Свържете продукта към контакт от верига, различна от тази, към който е свързан приемникът. · Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Параметри на продукта

Рейтинг на разпределителните устройства за мебели		
ЕС	Вход	100-240V 50/60Hz 0.8A
	Изход DC12V 2A 24W	
Вход за САЩ		100-240V 50/60Hz 0.6A
	Изход DC12V 2A 24W	

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че закупихте нашите продукти. Ангажирани сме да предоставяме клиентите с най-качествени продукти и услуги винаги е е била нашата цел през целия ни живот. Преди да използвате продукта, моля, прочетете това Внимателно прочетете ръководството за употреба, за да осигурите правилната му употреба. Запазете ръководството за употреба на място, където потребителят може да го намери по всяко време.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ

В пакета има много компоненти и аксесоари. Всеки компонент и аксесоар са обозначени с буква или цифра, проверете Внимавайте внимателно, преди да използвате някое от тях. Пазете ги далеч от деца, за да... предотвратяване на инциденти.

Machine Translated by Google

1. Сглобявайте само съгласно тези инструкции. Неправилен монтаж
   може да създаде опасности.
2. Носете защитни очила и здрави работни ръкавици, одобрени от ANSI
   по време на монтажа.
3. Поддържайте мястото за монтаж чисто и добре осветено.
4. Дръжте страничните наблюдатели далеч от зоната по време на монтажа.
5. Не сглобявайте, ако сте уморени или под влиянието на алкохол, наркотици.
   или лекарства.
6. Възможностите на продукта се отнасят за правилно и напълно сглобен
   само продукти.
7. Моля, инсталирайте продукта върху чиста и мека подложка (като килим
   или картон), за да избегнете надраскване или повреждане на повърхността на
   продукт.
8. Ако е възможно, можете да използвате електрически инструменти, за да улесните сглобяването.
9. Основните компоненти на продукта са сравнително тежки. Моля, обърнете внимание
   внимание на безопасността по време на монтажа.
10. Продуктът не е стабилен по време на монтажа. Моля, не го местете.
    произволно, преди да бъде напълно инсталиран.
11. За допълнителна информация относно частите, изброени по-долу
12 страници, моля, вижте схемата за сглобяване на това ръководство. Разопаковайте
    и разделете всички части в чиста работна зона.

*МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СЛЕДВАТЕ СТЪПКИТЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ В
РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА НЕНЕОБХОДИМИ ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВИЛНО
ИНСТАЛАЦИЯ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. Продуктът отговаря на съответните стандарти и разпоредби.
   Монтирането на това устройство трябва да отговаря на всички приложими разпоредби и то
   трябва да се използва само в добре проветриви помещения. Моля, прочетете
   ръководството за потребителя, преди да инсталирате и използвате това оборудване.
2. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца)
   с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на
   опит и знания, освен ако не са били под наблюдение или
   инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за

Machine Translated by Google

тяхната безопасност.

3. Този продукт не е играчка. Не позволявайте на деца да играят с него или да го доближават.
артикул.

4. Този уред е предназначен за употреба в домакински и подобни
приложения като:
Места, нуждаещи се от отпускане на краката, като домове, офиси, хотели, фитнес зали и
здравни кабинети.

5. Моля, използвайте продукта по предназначение, предупреждавайте за потенциални
нараняване от неправилна употреба.

6. Моля, съхранявайте продукта правилно. Проверете дали продуктът е необичаен.
преди употреба. Ако е необичайно, моля, спрете употребата му.

7. Този уред не трябва да се използва от деца. Дръжте уреда и неговите
кабела далеч от деца.

8. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или
монтаж, предлаган от производителя или от сервизен агент.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Machine Translated by Google

Предпазни мерки

01. Този продукт е само за лична употреба и не е медицински инструмент или
за търговски дейности.

02. Не драскайте, не повреждайте, не обработвайте, не огъвайте прекомерно, не дърпайте и не усуквайте
захранващия кабел на адаптера. В противен случай това може да причини пожар или токов удар.
Когато изключвате щепсела, дръжте го за него и след това го извадете от контакта.

03. Не използвайте друг захранващ адаптер освен оригиналния.

04. Не включвайте и не изключвайте захранващия адаптер с мокри ръце.

05. Не докосвайте продукта с остри предмети, за да предотвратите повреда.
части на продукта.

06. Избягвайте да използвате продукта под одеяла или възглавници и го оставете да
правилно разсейване на топлината, за да се предотврати прегряване, което може да доведе до
пожар, токов удар или нараняване.

07. Не използвайте продукта в зони с корозивни продукти или кислород.
администрация.

08. Не използвайте продукта при висока влажност или висока температура.
среди, които могат да причинят токов удар или други опасности за безопасността.

09. Не използвайте продукта, докато шофирате, и спазвайте законите за шофиране от съображения за безопасност.

10. Не се разхождайте, докато използвате този продукт или носите
ръкави.

11. Незабавно спрете употребата на продукта, ако почувствате дискомфорт или
силна болка по време на употреба.

12. Не използвайте продукта, ако има повреден кабел или щепсел, не работи
правилно, е бил изпускан/повреден или е бил в контакт с
вода.

13. Спрете да използвате продукта, ако не работи правилно.

14. Необходим е надзор, когато деца или лица без знания
използвайте продукта.

15. Дръжте го далеч от достъпа на бебета, деца и хора без
способността да го използвате самостоятелно.

16. Използвайте продукта само по предназначение, както е описано в
ръководство.

17. Забранено е преработване, разглобяване или ремонт на продукта без

Machine Translated by Google

разрешение.

18. След употреба, моля, поставете масажора на сухо място, далеч от
влажност и пряка слънчева светлина.

19. Изключвайте захранващия адаптер от контакта, когато не го използвате.

20. Моля, поддържайте продукта чист и използвайте мека и суха кърпа по време на
поддръжка.

21. Продуктът е предназначен да се използва само от един човек едновременно.

22. Консултирайте се с лекар преди да използвате този продукт, ако имате някое от следните
следните условия:

По време на бременност, менструация или скоро след раждане

Имплантирани медицински електронни устройства, като например сърдечен пейсмейкър

Нарушения на кръвообращението или тромбоза

Остеопороза

Кожни инфекции

Пациенти със сърдечни заболявания

Рани или повърхностни заболявания по тялото

Страдащи от злокачествени тумори


Физически увреждания, сензорни или неврологични дефицити или липса на
опит и здрав разум (включително деца с психични заболявания)
или физическа парализа)

Получавате медицинско лечение или имате противопоказание, изискващо
използване на медицински контролен
уред. Имате костни фрактури или луксации на или близо до мястото на приложение

Наличие на сериозна периферна невропатия или сензорна дисфункция
нарушение, причинено от диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК С ЧАСТИ



Air Compression Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Контролен блок



1. Display Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power
5. Pause Button
6. Intensity Up
7. Intensity Down
8. Air Hose Connect Port
9. Power Port

Machine Translated by Google

Въведение в бутона

1. Мощност

Дълго натискане за включване/изключване.

2. Бутон за режим

Докато устройството е включено, натиснете кратко, за да превключвате между режимите.

Налични са 6 режима на масаж.

3. Бутон за таймер

Има три настройки на таймера: 15, 20 и 25 минути.

Кратко натискане за превключване между продължителността на таймера.

4. Бутон за пауза

Кратко натискане за пауза на работата, кратко натискане отново за продължаване на работата.

5. Бутон за интензивност

Има 9 нива на интензивност, вариращи от 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190 и

200 mmHg, което позволява прецизно регулиране на силата на масажа. Използвайте интензитета

Бутони за увеличаване и намаляване на интензитета за увеличаване или намаляване на нивото на налягане.


Напомняне: Продуктът има функция за памет, капитанът ще запомни

текущото състояние на работния режим (предавка под налягане и синхронизация) след стартиране и поддържайте

по подразбиране при следващото стартиране.

Machine Translated by Google

Моля, прочетете внимателно мерките за безопасност, преди да използвате продукта. За да
За по-добър масаж, моля, използвайте го съгласно инструкциите.





01. Свържете маркуча към контролния блок.
*
За да работи, трябва да се свържат два ръкава.

02. Свържете добре адаптера с контакта и контролния блок, екрана
ще мига за 1 секунда.

03. Облечете правилно ръкавите на крака си.

04. Намерете удобна позиция - седнало, отпуснато или легнало. Натиснете
бутон за захранване, за да стартирате.

05. Можете небрежно да превключвате режима, нивата на интензивност и таймерите, за да намерите
такъв, който ви подхожда, и след това се насладете на масажа (Продуктът е с
функция за памет, която запазва последното използвано налягане, режим и време
настройки при стартиране, запазвайки ги като настройки по подразбиране за следващата употреба.).

06. Устройството ще се изключи автоматично след изтичане на времето за лечение, вие
Можете да натиснете бутона, ако искате да удължите масажа или да го прекратите
масаж по-рано по всяко време. Препоръчително е да се използва два пъти дневно. (т.е. 1
час в денонощието)

07. След употреба, откачането на маркуча за въздух може да доведе до бързо спадане на налягането.

Machine Translated by Google

Спецификации

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7232
Color	Black
Input	12V/2A
Rated Power	24W

Почистване и поддръжка на продукта

01. За да почистите продукта, първо го изключете.

02. Ако са замърсени, моля, избършете контролния блок, ръкавите и маркучите с влажна, чиста кърпа плат.

03. Подсушете добре с чиста кърпа.

04. Не допускайте попадане на чужди тела в маркучите.

05. Не давайте на химическо чистене.

06. Не използвайте бензин, алкохол, разредител и други дразнещи течности за избърсване машината, в случай че това причини неизправност или компонентите са повредени или обезцветени.

07. Не позволявайте натрупването на мъх или прах върху контролния блок или маркуча свързващи връзки. Ако се натрупат мъх или прах, избършете системата със суха кърпа преди употреба.

08. Моля, спазвайте местните разпоредби, когато изхвърляте отпадъците.

Machine Translated by Google

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-7232
Размер на продукта (Д*Ш*В)	820*360*720 мм
Нетно тегло	2,2 кг

*
Продукти като спецификации, външен вид и дизайн са подлежи на промяна без предварително уведомление.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


масажист де Жамб

МОДУЛ: FE-7232

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

МОДУЛ: FE-723 2



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR се запазва le droit d'interpreter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE des unités de distribution électrique pour meubles Ce produit est soumis aux dispositions de la européenne 2012/19/UE директива. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte approprié. Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Informations de la FCC concernant les unités de distribution électrique pour meubles : ВНИМАНИЕ : Les changes ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Това облекло е в съответствие с парти 15 на правилата на FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Този продукт не приема цялата интерференция, която включва смущения, които са податливи на провокиране на нежелана функция. AVERTISSEMENT : Toute modification apporée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Забележка: Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applys aux appareils numériques de class B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les

Machine Translated by Google

	nuisibles interférences dans une instalation résidentielle. Ce produit génère, utilize et peut émettre de l'énergie радиочестота. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux инструкции, il peut causer des interférences nuisibles aux комуникационно радио. Toutefois, il n'existe aucune garancija que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la Réception radio ou Télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des следващите мерки. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prize de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV опит за получаване на помощник.

Параметри на продукта

Évaluation des unités de distribution électrique pour meubles		
ЕС	Саисир	100-240 V 50/60 Hz 0,8 A
	Сортир	DC12V 2A 24W
САЩ Сайзир		100-240 V 50/60 Hz 0,6 A
	Сортир	DC12V 2A 24W

КОМИСИИ ЗА СИГУРНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions
Lisez attentivement le manuel d'instructions

pour garantir une utilization correcte. Conservez-le dans un endroit

Machine Translated by Google

сър. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ

Il y en a beaucoup composants et accessoires inclus dans l'emballage. Les composants et accessoires sont étiquetés avec une lettre ou un chiffre, vérifiez Lisez attentivement avant d'utiliser l'un de ces produits. Tenez-les hors de portée des infants. превенир лес злополуки.

13. Инструкции за уникални настройки на асемблер. Събиране неправилно peut engendrer des risques.
14. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes висулка l'assemblage.
15. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
16. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
17. Ne pas асемблер en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de лекарства или лекарства.
18. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
19. Veuillez installer le produit sur une sous-couche pre et douce (comme une moquette). ou du carton) изсипете éviter de rayer ou d'endommager la surface de produit.
20. Ако е възможно, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter събранието.
21. Les principaux composants du produit sont relativement lourds. Veuillez платец. Внимание за сигурността на инсталацията.
22. Le produit n'est pas stable lors de l'installation. Veuillez ne pas le déplacer sans raison. avant qu'il ne soit complètement installé .
23. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les следващи раздели
24. Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce мануел. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de собствен труд.

*VEUILLEZ SUIVRE ВНИМАНИЕ LES ÉTAPES D'INSTALLATION

Machine Translated by Google

DÉCRITES DANS LE MANUEL. ÉVITEZ LES PERTES INUTILES
CUSÉES PAR UNE НЕПРАВИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОТРЕЗИТЕЛЯ

9. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. син инсталация doit уважава toutes les réglementations applys et son използване doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et използвайте това оборудване.
10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'experience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
11. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou в близост до тази статия.
12. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications подобни казват:
    Lieux nécessitant la détente des jambes, tels que les maisons, les бюра, хотели, спортни салони и други центрове.
13. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise използване.
14. Veuillez conserver le produit correctement. Verifier son état avant оползотворяване. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des infants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des infants.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de той е агент по обслужване.

РЪЧНО ЗАПАЗВАНЕ

Machine Translated by Google

Мерки за сигурност

01. Ce produit est destiné à un usage personal uniquement et n'est pas un instrument médical ni destiné à des activités commerciales.

02. Ne rayez pas, n'endommagez pas, ne manipulez pas, ne pliez pas excessivement, ne tirez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou une токов удар. Pour débrancher l'appareil, tenez la prize puis дебранше-ла.

03. N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui d'origine.

04. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les основни брашна.

05. Ne touchez pas le produit avec des objets pointus afin d'éviter d'endommager ses composants. 06.

Évitez d'utiliser le produit sous des couvertures ou des oreillers et assurez une bonne dissipation de la chaleur pour éviter toute surchauffe, qui pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou une blessure.

07. Ne pas utiliser le produit dans des zones contenant des produits corrosifs ou sous Administration d'oxygène.

08. N'utilisez pas le produit dans des environnements à forte humidité ou

à haute temperature qui pourraient provoquer un choc électrique ou d'

autres risques pour la sécurité.

09. N'utilisez pas le produit en conduisant et respectez le code de la route

за вашата сигурност.

10. Ne vous déplacez pas lorsque vous utilisez ce produit ou lorsque vous портез ле Манш.

11. Cessez immédiatement d'utiliser le produit si vous ressentez une gêne ou une douleur интензивно използване на висулка.

12. N'utilisez pas le produit si son cordon ou sa prize est endommagé, s'

Machine Translated by Google

il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé / endommagé ou s'il est

entré en contact avec de l'eau.

13. Cessez d'utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement.
14. La surveillance est requise lorsque des enfants ou des personnes manquant de connaissances utilisent le produit.
15. Tenir hors de portée des nourrissons, des infants et des personnes incapables de l'utiliser de manière autonome.
16. Utilisez le produit uniquement aux fins prévues, telles que décrites ръчно.
17. Il est interdit de remodeler, de démonter ou de réparer le produit sans оторизация.
18. Après utilisation, veuillez placer le masseur dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
19. Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
20. Veuillez maintenir le produit propre et utiliser une serviette douce et суха от входа.
21. Le produit est conçu pour être utilisé par une seule personne à la fois.
22. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si vous souffrez de l'une des affections suivantes :

Висулка la grossesse, les menstruations ou peu après
бременност
Dispositifs électroniques médicaux implantés, tels qu'un stimulateur
сърдечен
Проблеми на кръвообращението със сангвинична или тромбоза
остеопороза
кожни инфекции
пациенти със сърдечни заболявания
Playes ou maladies superficielles du corps
Souffrant de tumeurs malignes
Телесни увреждания, сензорни или неврологични дефицити, или
manque d'expérience et de bon sens (y compris les enfants atteints de


Machine Translated by Google

maladie mentale ou de paralysie phisique) Vous
recevez un traitement médical ou vous présentez une
contre-indication nécessitant l'utilisation d'un dispositif de contrôle médical.

Présenter des fractures ou des luxations osseuses au niveau ou à
proximité du site d'application
Présenter une neuropathie périphérique grave, un dysfonctionnement ou un problem sensiel
cousé par le diabète

Machine Translated by Google

СПИСЪК С ПАРЧЕТА



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Контролен блок



1. Display Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power
5. Pause Button
6. Intensity Up
7. Intensity Down
8. Air Hose Connect Port
9. Power Port

Machine Translated by Google

Въведение с бутони

1. Мощност

Appuyez longuement pour allumer/éteindre.

2. Режим на бутони

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement pour basculer entre les modes.
Шест режима на масаж са достъпни.

3. Бутон за минути

Съществуват три минути: 15, 20 и 25 минути.
Appuyez brièvement pour modifier la durée du minuteur.

4. Бутонна пауза

Appuyez brièvement pour mettre le travail en pause, appuyez de nouveau
кратка информация за представяне.


5. Бутон за интензивност

Съществуват 9 нива на интензитет, всички от 60 до 200 mmHg, позволяващи регулиране précis de la force du масаж. Използвайте бутоните «Augmenter l'intensité» и «Diminuer l'intensité» за регулиране на натиска.

Rappel: Le produit possède une fonction mémoire; le maître mémorisera l'état
du mode de fonctionnement actuel (réglage de la pression et de la minuterie)
après le démarrage et le conservera par défaut lors du prochain démarrage.

Machine Translated by Google

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le продукт. Pour un massage optimal, veuillez l'utiliser conformément aux инструкции.





01. Raccordez le tuyau à l'unité de commande.
* Deux manchons doivent être connectés pour que cela fonctionne.

02. Connectez correctement l'adaptateur à la prize et à l'unité de commande, l'écran clignotera pendant 1 seconde.

03. Enfilez correctement les manches sur vos jambes.

04. Trouvez une position confortable : assis, incliné ou allongé. Апуес sur le bouton marche/arrêt pour démarrer.

05. Vous pouvez facilement changer le mode, les niveaux d'intensité et les minuteries pour trouver celui qui vous convient, puis profiter du massage (Le produit dispose d'une fonction de mémoire qui conserve les derniers réglages de pression, de mode et de durée utilisés lors du démarrage, les préservant comme valeurs par défaut pour la prochaine utilisation).

6. L'appareil s'éteint automatiquement à la fin du traitement. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour prolonger le massage ou l'interrompre à tout момент. Il est recommandé de l'utiliser deux fois par jour (soit 1 heure par

дневник).

Machine Translated by Google

07. Après utilisation, le débranchement du tuyau d'air peut entraîner un dégonflage rapide.

Machine Translated by Google

Характеристики

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7232
Color	Black
Input	12V/2A
Rated Power	24W

Nettoyage et entretien des produits

01. Pour nettoyer le produit, commencez par l'éteindre.
02. Si l'unité de commande, les manchons et les tuyaux sont sales, veuillez les essuyer avec un chiffon propre et humide.
03. Sécher soigneusement avec un chiffon propre.
04. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
05. Не се чисти докрай.
06. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, de diluant ou d'autres liquides irritants pour nettoyer la machine, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager ou décolorer les composants. 7. Évitez l'accumulation de peluches ou de poussière sur le boîtier de commande ou les raccords de tuyaux. En cas d'accumulation de peluches ou de poussière, essuyez le système avec un chiffon sec avant utilisation.
08. Veuillez respecter la réglementation locale lors de l'élimination des déchets.

Machine Translated by Google

Отслабване и лечение

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-723 2
Размери ду продукт (P*L*H)	82 0* 36 0* 72 0 мм
Нетни килограми	2,2 кг

* Les caractéristiques техники, l'apparence et le design des produits peuvent être modifiés sans préavis.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Масажни апарати

МОДЕЛ: FE-7232

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

МОДЕЛ: FE-723 2



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- or Software-Updates informieren werden .

Machine Translated by Google

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Korrekte Entsorgung von Stromverteilungseinheiten für Мебели Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.
	FCC-Informationen für Stromverteilungseinheiten für Möbel: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Устройството води! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen

Machine Translated by Google

	angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Подходящи за ползване на жилищни сгради. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (беше durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Маси за движение. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Местоположение. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger затворен е. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Параметър на продукта	
Bewertung von Stromverteilungseinheiten für Möbel	
ЕС	Eingang 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
	Изход DC12V 2A 24W
САЩ Eingang 100–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A	
	Изход DC12V 2A 24W

СИГУРНОСТ

ВЛИЗАНЕ

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu

Machine Translated by Google

bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts.
Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte
Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an
einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es
може да се намери всяко време.

МОНТАЖ НА ИЗГЛЕЖДАЩИ МАСИ

Es gibt viele Komponenten und Zubehör im Paket enthalten. Джеде
Bauteil und Zubehör ist mit einem Buchstaben oder einer Zahl
gekennzeichnet, prüfen Sie Lesen Sie die folgenden Hinweise
sorgfältig durch, bevor Sie eines dieser Produkte verwenden.
Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Unfälle
препречвам.

25. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser
    Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
26. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und
    здрави работни обувки.
27. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
28. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom
    Папрат от сорта Versammlungsort.
29. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
    Алкохол, Drogen или Medikamenten stehen.
30. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und
    vollständig montierte Produkte.
31. Bitte installieren Sie das Produkt auf einer sauberen und weichen
    Unterlage (z. B. Teppich). oder Pappe), um Kratzer oder
    Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden Produkt .
32. Falls möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die
    Лесен монтаж.
33. Die Hauptbestandteile des Produkts sind relativ schwer. Битте
    bezahlen Sie. Achten Sie während der Installation auf die Sicherheit .
34. Das Produkt ist während der Installation nicht stabil. Bitte bewegen Sie
    es nicht willkürlich. bevor es vollständig installiert ist .

Machine Translated by Google

35. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Виж тук.

36. Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch. Packe alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trenne sie.

*BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCRITTE

IM HANDBUCH, UM Vermeiden Sie unnötige Verluste durch

Незабележима инсталация.

ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ МАСКИ

17. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Умри Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Включване в експлоатация на устройствата.

18. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Вградени устройства.

19. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.

20. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
Orte, an denen man die Beine entspannen möchte, wie zum Beispiel
Апартаменти, бюра, хотели, фитнес студия и др
Здравни увреждания.

21. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

22. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

23. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie

Machine Translated by Google

das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Machine Translated by Google

Сигурностни фактори

01. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und kein medizinisches Instrument oder für komerzielle Zwecke.

02. Das Netzkabel des Netzteils darf nicht zerkratzt, beschädigt, bearbeitet, übermäßig geknickt, gezogen oder verdreht werden. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Beim Ausstecken den Stecker festhalten и тогава е чудесно.

03. Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil.

04. Stecken Sie den Netzadapter nicht mit nassen Händen ein oder aus.

05. Berühren Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen an den Produktteilen zu vermeiden.

06. Vermeiden Sie den Betrieb des Produkts unter Decken oder Kissen und sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeableitung, um eine Überhitzung zu verhindern, die zu Bränden, Stromschlägen oder Могат да се избегнат затруднения.

07. Das Produkt darf nicht in Bereichen mit ätzenden Stoffen oder Sauerstoffzufuhr verwendet werden.

08. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen, da dies zu Stromschlägen oder anderen Sicherheitsrisiken führen kann.

09. Benutzen Sie das Produkt nicht während der Fahrt und beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die Straßenverkehrsordnung.

10. Gehen Sie nicht herum, während Sie dieses Produkt benutzen oder die Ärmel tragen.

11. Beenden Sie die Anwendung des Produkts sofort, wenn Sie während der Anwendung Beschwerden oder starke Schmerzen verspüren.

12. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert, es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.

13. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn es nicht функционира по предназначение.

14. Bei der Verwendung des Produkts durch Kinder orer Personen ohne entsprechende Kenntnisse ist eine Aufsicht erforderlich.

Machine Translated by Google

15. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Personen auf, die nicht in der Lage sind, es selbstständig zu bedienen.

16. Verwenden Sie das Produkt nur für den in der Bedienungsanleitung описан Цвек.

17. Es ist verboten, das Produkt ohne Genehmigung umzubauen, zu легиране или ремонт.

18. Nach Gebrauch bewahren Sie das Massagegerät bite an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

19. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht ползвам

20. Bitte halten Sie das Produkt sauber und verwenden Sie bei der Pflege ein weiches und trockenes Handtuch.

21. Das Produkt ist so konzipiert, dass es jeweils nur von einer Person използва се.

22. Consultieren Sie vor der Anwendung dieses Produkts einen Arzt, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden:


- Während der Schwangerschaft, der Menstruation oder kurz nach der Гебурт
- Implantierte medizinische elektronische Geräte, wie zum Beispiel ein Херцшритмахер
- Durchblutungsstörungen or Thrombose
- Остеопороза
- Държачни инфекции
- Patienten mit Herzerkrankungen
- Wunden oder oberflächliche Erkrankungen am Körper
- Leiden an bösartigen Tumoren
- Körperliche Behinderungen, сензорни или неврологични дефекти oder mangelnde Erfahrung und gesunder Menschenverstand (einschließlich Kinder mit psychischen Erkrankungen oder körperlicher Ламунг)
- Sie befinden sich in ärztlicher Behandlung oder es besteht eine Противопоказание, die den Einsatz eines medizinischen Kontrollgeräts изисква се.

Machine Translated by Google

Vorliegen von Knochenbrüchen oder -verrenkungen an oder in der Nähe der Applikationsstelle. Schwere
periphere Neuropathie oder sensorische Störungen aufgrund
от диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Щатски данък



1. Display Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power
5. Pause Button
6. Intensity Up
7. Intensity Down
8. Air Hose Connect Port
9. Power Port

Machine Translated by Google

Запълване на дъното на шалтфлахен

1. Лейстунг
Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten.

2. Модус-Вкус
Bei eingeschaltetem Gerät kann durch kurzes Drücken zwischen den Modi замърсени.
Es stehen 6 Massageprogramme zur Verfügung.

3. Таймер-Вкус
Es gibt drei Timer-Einstellungen: 15, 20 und 25 Minuten.
Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen den Timer-Dauern.


4. Пауза-Вкус
Kurzes Drücken unterbricht die Arbeit, erneutes kurzes Drücken setzt die Arbeit крепост.

5. Интензивен вкус
Es gibt neun Intensitätsstufen von 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190 и 200 mmHg, die eine präzise Einstellung der Massagestärke ermöglichen. Mit den Вкусете „Intensität erhöhen“ и „Intensität verringern“ können Sie den Druck по-високо или по-ниско.

Hinweis: Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Der Master merkt sich nach dem Start den aktuellen Betriebsmodus (Druckstufe und Zeiteinstellung) und behält diese Einstellung beim nächsten Start bei.

Machine Translated by Google

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Anwendung des Produkts sorgfältig durch. Für eine optimale Massage befolgen Sie bitte die Употреба





01. Schließen Sie den Schlauch an die Steuereinheit an.
* Zwei Hülsen müssen miteinander verbunden werden, damit es функционален.

02. Schließen Sie den Adapter fest an die Steckdose und die Steuereinheit ан. Der Bildschirm blinkt 1 Sekunde lang.

03. Ziehen Sie die Ärmel richtig über Ihre Beine.

04. Nehmen Sie eine bequeme Sitz-, Liegeoder Rückenposition ein. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten.

05. Sie können Modus, Intensitätsstufen und Timer ganz einfach wechseln, um die für Sie passende Einstellung zu finden und dann die Massage zu genießen (Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion, die beim Start die zuletzt verwendeten Druck-, Modus- und Zeiteinstellungen beibehält und diese als Standardeinstellungen für die nächste Verwendung запаметено.).

06. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Behandlungszeit automatisch аб. Sie können die Taste jederzeit drücken, um die Massage zu verlängern

Machine Translated by Google

oder vorzeitig zu beenden. Es wird empfohlen, das Gerät zweimal täglich zu verwenden (dh 1 Stunde pro Tag).

07. Nach Gebrauch kann das Abziehen des Luftschlauchs zu einem schnellen Luftverlust führen.

Machine Translated by Google

Спецификации

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7232
Color	Black
Input	12V/2A
Rated Power	24W

Продуктово почистване и почистване

01. Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
02. Sollten Steuereinheit, Hülsen und Schläuche verschmutzt sein, wischen Sie diese bitte mit einem feuchten, sauberen Tuch ab.
03. Mit einem sauberen Tuch gründlich trocknen.
04. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Schläuche gelangen.
05. Не почиствайте химически.
06. Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine kein Benzin, keinen Alkohol, keine Verdünnungsmittel und keine anderen reizenden Flüssigkeiten, da dies zu Fehlfunktionen führen oder die Komponenten beschädigen oder verfärben kann.
7. Achten Sie darauf, dass sich keine Flusen oder Staub an der Steuereinheit oder den Schlauchverbindungen ansammeln. Sollten sich Flusen oder Staub angesammelt haben, wischen Sie das System vor der Benutzung mit einem трокенен Тух аб.
08. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Abfälle die örtlichen Vorschriften.

Machine Translated by Google

Грешки и обработка

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-723 2
Размер на продукта (Т*Б*Х)	82 0* 36 0* 72 0 мм
Нетна маса	2,2 кг

* Produktmerkmale wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


масажор за игра

МОДЕЛ: FE-7232

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

МОДЕЛ: FE-723 2



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differentire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro dottotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO delle unità di distribuzione elettrica per mobili Този продукт е предназначен за всички диспозиции на Европейската директива 2012/19/UE. Il simbolo che raffigura un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccoltafferenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto ea tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un centro di raccoltafferenziata. Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	Информация относно FCC относно всички единици за разпространение енергия за мобилни устройства: ВНИМАНИЕ: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo на апаратурата! Това устройство е в съответствие с част 15 на FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo dottotto può ccausare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un функционира нежелано. AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo dottotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dottotto. Бележка: този продукт е тестван и резултатът е в съответствие с ограниченията за цифровото устройство на Classe B в съответствие с част 15 на FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una

Machine Translated by Google

	protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dottotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle комуникационно радио. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo dottotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle guenti несигурност. · Riorientare или riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, консултирайте се с rivenditore относно техническото радио/телевизия експерт.

Параметри на продукта		
Valutazione delle unità di distribuzione di energia per mobili		
Унионе Европа	Ингресо	100-240 V 50/60 Hz 0,8 A
	Производство	DC12V 2A 24W
САЩ	Ингресо	100-240 V 50/60 Hz 0,6 A
	Производство	DC12V 2A 24W

ИНСТРУКЦИИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Grazie per aver acquistato i nostri dotti. Il nostro obiettivo primario è semper stato quello di fornire ai clienti dotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di прочетете колко да продължите.

Machine Translated by Google

manuale di istruzioni con attenzione per garantire un uso corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro. гълъб l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ПРЕДПАЗНИ МОНТАЖИ

Ce ne sono molti componenti e accessori nella confezione. Часкуно Il componente e l'accessorio sono etichettati con una lettera o un numero, controllare Leggere attentamente prima di utilizzare uno qualsiasi di essi. Tenerli lontani dalla portata dei bambini. предотвратяване инциденти.

37. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. OOH assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
38. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
39. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
40. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
41. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o фармацевти.
42. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
43. Installare il prodotto su un sottofondo pulito e morbido (come un tappeto) o cartone) per evitare di graffiare o danneggiare la superficie на продукта.
44. Se possibile, si possono utilizzare utensili elettrici per facilitare il монтажо.
45. I componenti principali del prodotto sono relativamente pesanti. Si prega di pagare prestare attenzione alla sicurezza durante инсталацията.
46. Il dottotto non è stabile durante l'installazione, si prega di non spostarlo in modo casuale. prima che sia completamente installato .
47. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito
48. Per le pagine, fare riferimento allo schema di montaggio presente in това ръководство. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di

Machine Translated by Google

lavoro pulita.

*АССИКУРАТИВНИ УСТРОЙСТВА И ПРОХОДИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НЕЛ
MANUALE PER EVITATE PERDITE INUTILE CAUSATE DA
ДЕИНСТАЛИРАНЕТО НЕ Е ПРАВИЛНО.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНО

25. Il dottotto è conforme agli standard e alle normative vigenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le
нормативна приложимост e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in
aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di
инсталиране и използване на apparecchiatura.
26. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state
supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona
responsabile della loro sicurezza.
27. Questo dottotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di
giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
28. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in
подобни приложения, качество:
Luoghi in cui è necessario rilassare le gambe, come case, uffici, hotel, palestre e centri
benessere.
29. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione
ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
30. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare
che il prodotto non presenti anomalie. В казуса на аномалиите,
interromperne immediatamente l'utilizzo.
31. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Тенере
l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
32. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con
un cavo o un gruppo di cavi speciale disponibile presso il produttore o un
centro di assistenza autorizzato.

ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Предпазни мерки

01. Questo dottotto è destinato esclusivamente all'uso personale e non è un dispositivo medico né un'applicazione per attività commerciali.
02. Non graffiare, danneggiare, manipolare, piegare eccessivamente, tirare o torcere il cavo di alimentazione dell'adattatore. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche. Quando si scollega l'apparecchio, tenere saldamente la spina e quindi scollegarla.
03. Non utilizzare un alimentatore diverso da quello originale.
04. Non collegare o scollegare l'alimentatore con le mani bagnate.
05. Non toccare il prodotto con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare съдебен иск.
06. Evitare di utilizzare il prodotto sotto coperte o cuscini e assicurarsi che il calore si disperda correttamente per prevenire il surriscaldamento, che potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
07. Non utilizzare il dottotto in aree con dotti corrosivi o in presenza di административно обслужване на лицата.
08. Неизползване на продукта в околната среда с повишена температура на въздуха повдигнете che potrebbero causare scosse elettriche o altri rischi per la сигурност.
09. Non utilizzare il dottotto durante la guida e rispettare le norme del codice della strada per la propria sicurezza.
10. Non camminare mentre usi questo prodotto o indossi le maniche.
11. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di fastidio o dolore intenso durante l'utilizzo.
12. Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto/ha subito danni o se è venuto a свържете се с вода.
13. Interrompere l'utilizzo del prodotto se non funziona correttamente. 14. È necessaria la supervisione di un adulto quando il prodotto viene utilizzato da bambini o persone inesperte.
15. Tenere fuori dalla portata di neonati, bambini e persone che non sono in grado di utilizzarlo autonomamente.
16. Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto, дойде

Machine Translated by Google

descritto nel manuale. 17. È

vietato modificare, smontare o riparare il prodotto senza
разрешение.

18. Dopo l'uso, riporre il massaggiatore in un luogo asciutto, lontano da umidità e luce solare diretta.

19. Scollega l'alimentatore quando non lo utilizzi.

20. Si prega di mantenere il prodotto pulito e di utilizzare un panno morbido e asciutto durante la manutenzione.

21. Il prodotto è progettato per essere utilizzato da una sola persona alla волта.

22. Consultare un medico prima di utilizzare questo dodotto in presenza di una delle guenti condizioni:

Durante la gravidanza, le mestruazioni o poco dopo il parto

Dispositivi medici elettronici impiantabili, come ad esempio un кардиостимулатор.

Disturbi della circolazione sanguigna o trombosi

Остеопороза

Кожни инфекции

pazienti affetti da malattie cardiache

Ferite o malattie superficiali del corpo

Soffrire di tumori maligni

Disabilità fisiche, сензорен или неврологичен дефицит, или манканза ди esperienza e buon senso (compresi i bambini con malattie mentali o физическа парализа)


Ricevere cure mediche o avere una controindicazione che richieda l'uso di un'unità di controllo medico.

Presenta fratture ossee o lussazioni in corrispondenza o in prossimità del sito di applicazione.

Avere una grave periferica neuropatia, disfunzione or disturbo сензорна причина за диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Контролен блок



1. Display Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power
5. Pause Button
6. Intensity Up
7. Intensity Down
8. Air Hose Connect Port
9. Power Port

Machine Translated by Google

Въведение в пулсиращите

1. Потенца

Tenere premuto a lungo per accendere/spegnere.

2. Пулсиращ режим

Mentre il dispositivo è acceso, premere brevemente per passare da una modalità

всичко останало.

Налични са 6 вида масаж.

3. Пулсантен таймер

Налични са три настройки на таймера: 15, 20 и 25 минути.

Premere brevemente per passare da una durata del timer all'altra.

4. Пулсанте Пауза

Una breve pressione mette in pausa il lavoro, una seconda breve pressione

разкъсване.


5. Интензивност на пулсацията

Sono disponibili 9 livelli di intensità, от 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190 и 200 mmHg, che consentono una regolazione precisa della forza del massaggio. Използвайте пулса "Intensità su" и "Intensità giù" за увеличаване или намаляване на ниво на налягане.

Promemoria: il prodotto è dotato di funzione di memoria; l'unità principale memorizzerà lo stato attuale della modalità di lavoro (livello di pressione e temporizzazione) dopo l'avvio e lo manterrà come impostazione predefinita al следващ.

Machine Translated by Google

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il продото. Per ottenere un massaggio migliore, si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni.





01. Collegare il tubo flessibile all'unità di controllo.
* Per far funzionare il tutto, è necessario collegare due manicotti.

02. Collegare correttamente l'adattatore alla presa e all'unità di controllo; ето schermo lampeggerà за 1 секунда.

03. Infila correttamente le maniche sulla gamba.

04. Trova una posizione comoda, seduto, reclinato or sdraiato. Преми ил pulsante di accensione per iniziare.

05. Puoi cambiare facilmente la modalità, i livelli di intensità ei timer per trovare quelli più adatti a te e poi goderti il massaggio (il prodotto è dotato di una funzione di memoria che conserva le ultime impostazioni di pressione, modalità e temporizzazione utilizzate all'accensione, mantenendole come predefinite per l'utilizzo successivo).

06. Il dispositivo si spegnerà automaticamente al termine del tempo di trattamento. È possibile premere il pulsante per prolungare il massaggio o interromperlo prima in qualsiasi momento. Si consiglia di utilizzarlo due volte al giorno (overo per 1 ora al giorno).

Machine Translated by Google

07. Dopo l'uso, scollegare il tubo dell'aria può provocare uno sgonfiamento rapido.

Machine Translated by Google

Специфика

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7232
Color	Black
Input	12V/2A
Rated Power	24W

Pulizia e manutenzione del prodotto

01. Per pulire il prodotto, prima spegnerlo.
02. Se sporchi, pulire l'unità di controllo, le guaine ei tubi flessibili con un panno пулито и умидо.
03. Asciugare accuratamente con un panno pulito.
04. Non permettere che corpi estranei entrino nei tubi.
05. Не се мие сухо.
06. Не използвайте бензин, спирт, разредител или други дразнещи течности за почистване macchina, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti o danneggiare o оцветяване на компоненти.
07. Non lasciare che lanugine o polvere si accumulino sull'unità di controllo o sui raccordi dei tubi flessibili. In caso di accumulo di lanugine o polvere, pulire il система con un panno asciutto prima dell'uso.
08. Si prega di attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Machine Translated by Google

Risoluzione dei problemi e trattamento

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модело	FE-723 2
Размери дел продукт (P*L*A)	82 0* 36 0* 72 0 мм
Нетно песо	2,2 кг

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a променете без предупреждение.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


масажист на перуки

МОДЕЛ: FE-7232

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

МОДЕЛ: FE-723 2



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA de unidades de distribución de energía para muebles Този продукт е подчинен на спора в Директива Европа 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Union Europea. Esto se aplica al producto ya todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y електронни.
	Información de la FCC sobre unidades de distribución de energía para muebles: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto. Бележка: Този продукт е пробен и съвкупен с ограниченията за дигитално устройство от клас B, следващо част 15 от нормите на FCC. Estos limites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en

Machine Translated by Google

	жилищна инсталация. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las радиокомуникации. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en specific. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de радио или телевизия, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes медидас. • Пренасочване към реубика на рецептора на антената. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor oa un técnico de radio/televisión eksperimentado para obtener ayuda.

Параметри на продукта		
Clasificación de las unidades de distribución de energía para muebles		
ЕС	Апорте	100-240V 50/60Hz 0,8A
	Производство	DC12V 2A 24W
EE.UU Апорте		100-240V 50/60Hz 0,6A
	Производство	DC12V 2A 24W

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Gracias por adquirir nuestros products. Nuestro compromiso de brindar a los clientes productos y servicios de la mejor calidad siempre ha sido nuestro objetivo principal. Antes de usar el producto, вижте следното:
manual de instrucciones con cuidado para asegurar un uso correcto.

Machine Translated by Google

Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ АЗАМБЛЕЯ

Hay muchos componentes y accesorios en el paquete. Када Ел componente y el accesorio están etiquetados con una letra o un номер, проверено. con cuidado antes de usar cualquiera de ellos. Manténgalos fuera del alcance de los niños. предотвратяване на инциденти.

49. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
50. Durante el montaje, utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
51. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
52. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
53. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del алкохол, las drogas или los medicamentos.
54. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
55. Instale el producto sobre una base limpia y suave (como una алфомбра). o cartón) para evitar rayar o dañar la superficie de la продукто .
56. Ако е възможно, puede utilizar herramientas eléctricas para facilitar el монтаж.
57. Los componentes principales del producto son relativamente pesados. Por favor, pague prestar atención a la seguridad durante la инсталация.
58. El producto no es estable durante la instalación. Моля, не, ето mueva de forma aleatoria. antes de que esté completamente инсталирано.
59. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran продължение
60. Para consultar las páginas, consulte el diagrama de montaje de este ръководство. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo

Machine Translated by Google

лимпия.

*ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL
РЪКОВОДСТВО PARA EVITE PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR
НЕПРАВИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ НА USAR

33. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. Ла
instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas
applicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Прочетете ръководството
de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
34. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una
persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido
относно употребата на уреда.
35. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con
este artículo ni cerca de él.
36. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones
domésticas y similares, tales como:
Lugares donde se necesita relajar las piernas, como hogares, oficinas, hoteles, gimnasios
y centros de salud.
37. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta
que un uso indebido puede causar lesiones.
38. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el
producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna
аномалия, изпускане от употреба.
39. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y
su cable fuera del alcance de los niños.
40. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable
o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico
упълномощен/а.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Предпазни мерки

01. Este producto es solo para uso personal y no es un instrumento médico ni para actividades komerciales.
02. No raye, dañe, manipule, doble excesivamente, tire ni retuerza el cable de alimentación del adaptador. De lo contrario, podría provocar un incendio или una download eléctrica. Al desenchufarlo, sujételo por el enchufe y luego desconéctelo.
03. No utilice otro adaptador de corriente que no sea el original.
04. No conecte ni desconecte el adaptador de corriente con las manos мохадас.
05. No toque el producto con objetos afilados para evitar dañar las piezas на продукта.
06. Evite utilizar el producto debajo de mantas o almohadas y permita una adecuada disipación del calor para evitar el sobrecalentamiento, que podría provocar incendios, descargas électricas o lesiones.
07. No utilice el producto en áreas con productos corrosivos o приложение на кислород.
08. No utilice el producto en ambientes con alta humedad o alta temperatura que puedan causar descargas eléctricas u otros riesgos para сигурността.
09. No utilice el producto mientras conduce y respete las leyes de transsito за сигурност.
10. No camine mientras usa este producto o lleva puestas las mangas.
11. Deje de usar el producto inmediatamente si experimenta molestias o интензивна болка по време на употребата ти.
12. No utilice el producto si tiene el cable o el enchufe dañados, no funciona correctamente, se ha caído o dañado, o ha entrado en contacto с водата.
13. Deje de usar el producto si no funciona correctamente.
14. Se requiere supervisión cuando los niños o las personas que carecen de conocimientos utilicen el producto.
15. Manténgalo fuera del alcance de bebés, niños y personas que no puedan usarlo de forma independiente.

Machine Translated by Google

16. Utilice el producto únicamente para el fin previsto, tal como se describe в ръководството.

17. Queda prohibido remodelar, desmontar or reparar el producto sin разрешение.

18. Después de usarlo, guarde el masajeador en un lugar seco, alejado de la humedad y de la luz solar directa.

19. Desenchufe el adaptador de corriente cuando no lo esté utilizando.

20. Mantenga el producto limpio y utilice una toalla suave y seca durante el поддържане.

21. El producto está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la вез.

22. Consulte a un médico antes de usar este producto si padece alguna de следните аматьорски занимания:

Durante el embarazo, la menstruación o poco después del parto.

Медицински устройства за имплантиране на електроника, като маркапасос кардио.

Trastornos de la circulación sanguínea или тромбоза

Osteoporoza

кожни инфекции

pacientes con enfermedades cardíacas

Heridas o enfermedades superficiales en el cuerpo

Que padecen tumores malignos

Disapacidades físicas, déficits senzialies o neurológicos, o falta de experiencia y sentido común (incluidos los niños con enfermedades) mentales o paralisis física).


Estar recibiendo tratamiento médico o tener alguna contraindicación que requiera el uso de algún dispositivo de control médico.

Presentar fracturas o dislocaciones óseas en el lugar de aplicación o около

Tener disfunción neuropática periférica tener or alteración setive причинено от диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК С ПАРЧЕТА



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Единица за контрол



1. Display Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power
5. Pause Button
6. Intensity Up
7. Intensity Down
8. Air Hose Connect Port
9. Power Port

Machine Translated by Google

Въведение в бутона

1. Потенциа

Mantén pulsado para encender/apagar.

2. Бутон за режим

Con el dispositivo encendido, pulse brevemente para cambiar de modo.
Hay 6 modos de masaje disponibles.

3. Бутон на времето

Hay tres ajustes de temporizador: 15, 20 y 25 minuteos.
Pulsa brevemente para alternar entre las duraciones del temporizador.

4. Бутон за пауза

Pulsa brevemente para pausar el trabajo, pulsa brevemente de nuevo para
непрекъснат.


5. Бутон за интензивност

Разполага с 9 нива на интензивност, които са 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190 и 200 mmHg, което позволява да се коригира точността на изгарянето на масажа.
Utilice los botones de Aumento e Intensidad Disminuida para aumentar o disminuir нивото на налягане.

Recordatorio: El producto tiene función de memoria; el dispositivo recordará el estado del modo de funcionamiento actual (presión y tiempo) después del arranque y lo mantendrá por defecto la próxima vez que se encienda.

Machine Translated by Google

Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de usar el producto. Para obtener mejores resultados con el masaje, úselo según las инструкции.





01. Conecte la manguera a la unidad de control.
* Para que funcione, es necesario conectar dos manguitos.

02. Conecte bien el adaptador a la toma de corriente ya la unidad de контрол; la pantalla parpadeará durante 1 segundo.

03. Colócate las mangas correctamente en la pierna.

04. Busque una posición cómoda sentado, reclinado o acostado. Presione el botón de encendido para comenzar.

05. Puede cambiar fácilmente el modo, los niveles de intensidad y los temporizadores para encontrar el que más le convenga y luego disfrutar del masaje (El producto cuenta con una función de memoria que conserva la última configuración de presión, modo y tiempo utilizada al encenderlo, guardándola como valures predeterminados para el siguiente uso).

06. El dispositivo se apagará automáticamente una vez finalizado el tiempo de tratamiento. Si desea prolongar o finalizar el masaje antes de tiempo, puede pulsar el botón. Se recomienda usarlo dos veces al día (es реши, един час на деня).

Machine Translated by Google

07. Después de su uso, desconectar la manguera de aire puede provocar un desinflado rápido.

Machine Translated by Google

Презумпюсто

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7232
Color	Black
Input	12V/2A
Rated Power	24W

Limpieza y mantenimiento del producto

01. Para limpiar el producto, primero apáguelo.

02. Si están sucios, limpie la unidad de control, los manguitos y las mangueras con un paño limpio y húmedo.

03. Secar completamente con un paño limpio.

04. No permita que entren objetos extraños en las mangueras.

05. Без измиване в сух вид.

06. Без използване на бензин, алкохол, разредител и други течности, дразнещи за лимпиарно máquina, ya que podría causar un mal funcionamiento o dañar o decolorar los компоненти.

07. Evite que se acumule pelusa o polvo en la unidad de control o en las conexiones de las mangueras. Si se acumula pelusa o polvo, limpie el sistema con un paño seco antes de usarlo.

08. Por favor, respete la normativa local al desechar los residuos.

Machine Translated by Google

Solucion de problemas y tratamiento

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модело	FE-723 2
Размери дел продукт (дълбочина*анчо*висок)	82 0* 36 0* 72 0 мм
Нетно песо	2,2 кг

* Los productos, tales como sus especificaciones, apariencia y diseño, están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


масажор за нокти

МОДЕЛ: FE-7232

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

МОДЕЛ: FE-723 2



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA rozdzielnic meblowych Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyclingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	Informacje FCC dotyczące urządzeń rozdzielczych zasilania мебели: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Десет продукта могат да бъдат поведени със szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i

Machine Translated by Google

	używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacija radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Имате десет продукта powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Параметрични продукти	
Ocena urządzeń do dystrybucji energii w meblach	
EC	Wejście 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A
	Захранване DC12V 2A 24W
USA Wejście 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A	
	Захранване DC12V 2A 24W

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

WSTĔP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momentencie.

МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Jest ich wiele elementy i akcesoria w opakowaniu. Każdy елемент i

Machine Translated by Google

akcesorium są oznaczone literą lub cyfrą, sprawdź przed użyciem któregokolwiek z nich należy zachować ostrożność. Trzymać je poza zasięgiem dzieci. zapobiegać wypadkom.

61. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
62. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI или wytrzymałe rękawice robocze.
63. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre осветление.
64. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego Трвания.
65. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
66. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i змонтирани калковици.
67. Proszę zainstalować produkt na czystym i miękkim podkładzie (np. dywanie) lub tektury), aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia прахов продукт.
68. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie монтаж
69. Główne elementy produktu są stosunkowo ciężkie. Proszę o zapłatę należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji .
70. Produkt nie jest stabilny podczas montażu. Nie należy go przenosić losowo. przed całkowitym zainstalowaniem .
71. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych понижаване
72. Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

*PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTRUKCJI INSTALACJI, UNIKNIJ NIEPOTRZEBNYCH STRAT SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ.

UŻYWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Machine Translated by Google

41. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Инсталация tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze goesylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
42. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich

    bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z

    устройство.
43. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani пребивавам в неговата близост.
44. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych

    използван, също както:

    Miejsca wymagające relaksu nóg, takie jak domy, biura, hotele, siłownie i шкафове за здравословни нужди.
45. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
46. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. У przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego употреба.
47. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
48. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub w serwisie.

ЗАПИШЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ

Machine Translated by Google

01. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nie jest instrumentem medycznym ani nie jest przeznaczony do celów търговски.
2. Nie rysuj, nie uszkadzaj, nie przetwarzaj, nie zginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj nadmiernie przewodu zasilającego zasilacza. W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Podczas odłączania trzymaj za wtyczkę, a następnie ją odłącz.
03. Nie używaj innego zasilacza niż oryginalny.
04. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza mokrymi rękami.
05. Aby zapobiec uszkodzeniu części produktu, nie należy dotykać produktu ostrymi przedmiotami.
06. Unikaj używania produktu pod kocami lub poduszkami i zapewnij odpowiednie odprowadzanie ciepła, aby zapobiec przegrzaniu, które może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

07. Nie należy używać produktu w miejscach, w których znajdują się produkty żrące lub w których podawane jest tlen.
08. Nie należy używać produktu w miejscach o dużej wilgotności lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

09. Nie używaj produktu podczas kierowania pojazdem i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, aby zapewnić bezpieczeństwo.

10. Nie chodź, gdy używasz tego produktu lub masz na sobie rękawy.
11. Jeśli podczas stosowania produktu wystąpi dyskomfort lub silny ból, należy natychmiast przerwać jego stosowanie.
12. Nie używaj produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, produkt nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub miał контакт с вода.

13. Zaprzestań używania produktu, jeśli nie działa on prawidłowo.

Machine Translated by Google

14. Nadzór jest wymagany, gdy z produktu korzystają dzieci lub osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy.
15. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt, dzieci i osób niemogących samodzielnie się nim posługiwać.
16. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym с инструкции.
17. Zabrania się przerabiania, rozmontowywania lub naprawy produktu без зезволения.
18. Po użyciu umieść masażer w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
19. Odłączaj zasilacz, gdy go nie używasz.
20. Podczas konserwacji należy dbać o czystość produktu i wycierać go сладък, сух ръченик.
21. Produkt jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę na raz.
22. Przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów:

W czasie ciąży, menstruacji lub krótko po porodzie
Wszczepiane elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serka
Zaburzenia krążenia krwi lub zakrzepica
Osteoporoza
Запазване на скорости
Pacjenci z chorobami serca
Rany lub choroby powierzchniowe na ciele
Chory na nowotwory złośliwe
Niepełnosprawność fiziczna, сензорен дефицит или неврологични albo brak doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci z chorobami psychicznymi lub paraliżem fizycznym)


Otrzymywanie leczenia lub występowanie przeciwwskazań do stosowania jakiegokolwiek urządzenia medycznego. Złamania lub zwichnięcia kości w miejscu zastosowania lub w jego поблизо

Machine Translated by Google

Posiadanie poważnej dysfunkcji neuropatii obwodowej lub zaburzeń czuciowych spowodowanych cukrzycą

Machine Translated by Google

ЧЕСКИ СПИСЪК



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Единица на държача



1. Display Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power
5. Pause Button
6. Intensity Up
7. Intensity Down
8. Air Hose Connect Port
9. Power Port

Machine Translated by Google

Внасяне в практическа работа

1.Мос

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć.

2. Пързичиск трибу

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij krótko, aby przełączać się między trybami.
Dostępnych jest 6 trybów masażu.

3. Приciск таймер

Dostępne są trzy ustawienia timer: 15, 20 и 25 минути.
Naciśnij krótko, aby przełączać się między okresami timera.

4. Притискане на паузите

Naciśnij krótko, aby wstrzymać pracę. Naciśnij krótko ponownie, aby kontynuować
работа.

5. Интензивна писта

Достатъчно е 9 степени на интензивно масажиране: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190
и 200 mmHg, което позволява прецизно регулиране на силния масаж. Użyj


„Нагоре на интензитета“ и „Намалете интензитета“, след като промените или намалите интензивността


позиом нациску.

Przypomnienie: Produkt ma funkcję pamięci. Urządzenie główne zapamiętuje
aktualny stan trybu pracy (przekładnię ciśnieniową i czas) po uruchomieniu i
zachowuje je domyślnie przy następnym uruchomieniu.

Machine Translated by Google

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać środki ostrożności.
Aby uzyskać lepszy masaż, należy stosować go zgodnie z instrukcją.





01. Podłącz wąż do jednostki sterującej.
* Aby to działało, konieczne jest połączenie dwóch rękawów.

02. Podłącz adapter do gniazdka i jednostki sterującej, ekran będzie migał след 1 секунда.

03. Załóż prawidłowo rękawy na nogę.

04. Znajdź wygodną pozycję siedzącą, leżącą lub leżącą. Naciśnij przycisk засилване, за да започнем.

05. Możesz swobodnie przełączać tryby, poziomy intensywności i timery, aby znaleźć te, które najbardziej Ci odpowiadają, a następnie cieszyć się masażem (produkt jest wyposażony w funkcję pamięci, która zapamiętuje ostatnio użyte ustawienia ciśnienia, trybu i czasu po uruchomieniu, zachowując je jako ustawienia domyślne do następnego użycia).

06. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie czasu zabiegu.

Możesz nacisnąć przycisk, aby przedłużyć masaż lub zakonczyć go

wcześniej w dowolnym momentencie. Zaleca się stosowanie urządzenia dwa razy dziennie (tj. co godzinę).

Machine Translated by Google

07. Po użyciu odłączenie węża powietrza może spowodować gwałtowne spuszczenie powietrza.

Machine Translated by Google

Спецификация

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7232
Color	Black
Input	12V/2A
Rated Power	24W

Czyszczenie i konserwacja produktu

01. Aby wyczyścić produkt, najpierw go wyłącz.
02. W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć jednostkę sterującą, tuleje i węże
уилготна, чиста сотня.
03. Dokładnie osusz czystą szmatką.
04. Nie dopuść do przedostania się ciał obcych do węży.
05. Не е нужно химическо чистене.

06. Nie używaj benzyny, alkoholu, rozcieńczalników ani innych drażniących

płynów do wycierania urządzenia, ponieważ może to spowodować awarię lub
uszkodzenie bądź odbarwienie podzespołów.
7. Nie dopuszczaj do gromadzenia się kłaczków ani kurzu na jednostce sterującej
ani połączeniach węży. W przypadku nagromadzenia się kłaczków lub kurzu, przed użyciem
przetrzyj system suchą szmatką.
08. Przy utylizacji odpadów należy stosować się do lokalnych przepisów.

Machine Translated by Google

Rozwiązywanie problemów i leczenie

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-723 2
Wymiary produkti (гл.*сер.*вис.)	82 0* 36 0* 72 0 мм
Вага нето	2,2 кг

*
Produkty mogą podlegać zmianom dotyczącym specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


билмасажист

МОДЕЛ: FE-7232

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

МОДЕЛ: FE-723 2



Това е първоначалното управление. Разберете всички инструкции за работа
zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt
zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreter.
Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt.
Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of
софтуерни актуализации за продукта.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Correcte afvoer van stroomverdeelunits voor meubels Този продукт е валиден съгласно изискванията на Европейския съюз 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Той се използва за този продукт и всички аксесоари с този символ, който е маркиран. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
	FCC информация за stroomverdeelunits за meubels: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Този апарат е част от 15 от правилата на FCC. Работата се поддържа от две предпоставки: 1) Този продукт може да има вероятни интерференции. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen kunnen verdragen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen вероорзакен. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Бележка: Този продукт се използва за ограничение за дигитален апарат от клас B до 15 от FCC правилата. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een жилищни инсталации. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie

Machine Translated by Google

	uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garancija dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Затворете продукта и спрете контакта в друга верига dan dat waarop de ontvanger e aangesloten. • Raadpleeg de дилър на een ervaren radio-/tv-technicus за вас помощ

Параметри на продукта

Beoordeling van stroomverdeelunits за meubels		
ЕС	Фактуратор	100-240V 50/60Hz 0,8A
	Захранващ блок DC12V 2A 24W	
СРЕЩУ Инвоуър		100-240V 50/60Hz 0,6A
	Захранващ блок DC12V 2A 24W	

ИНСТРУКЦИИ ЗА VEILIGHEIDS

ФАКТУРИРАНЕ

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het gebruikt на продукта.
handiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment kan vinden.

Machine Translated by Google

МОНТАЖ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ МАШИНИ

Er zijn er veel onderdelen en accessoires in het pakket. Elk Als een onderdeel of accessoire is gemarkeerd met een letter of een cijfer, controleer dit dan. Lees ze zorgvuldig door voordat u ze gebruikt.
Houd ze buiten het bereik van kinderen. Ongelukken voorkomen.

73. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructions. Онджуисте монтаж kan gevaarlijke situations opleveren.
74. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige workhandschoenen.
75. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
76. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
77. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van алкохол, наркотици на медицината.
78. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig сглобяеми продукти.
79. Инсталирайте този продукт op een schone en zachte ondergrond (zoals tapijt). от картон) om krassen of beschadiging van het oppervlak te предимство. продукт.
80. Gebruik indien mogelijk elektrisch gereedschap om de montage te завесени крака.
81. De belangrijkste onderdelen van het product zijn relatief zwaar. Gelieve te betalen Let op de veiligheid tijdens de installatie .
82. Het product is niet stabiel tijdens de installatie. Verplaats het daarom ниет зомаар. voordat het volledig e geïnstalleerd .
83. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die hieronder worden vermeld, kunt u contact met ons opnemen.
84. Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze обработка. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone работна среда.

*VOLG DE INSTALLATIESTAPPEN IN DE HANDLEIDING OM VOORKOM ONNODIGE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ONJUISTE ИНСТАЛАЦИЯ.

Machine Translated by Google

УПОТРЕБА НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

49. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. Де installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. утайка de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
50. Този апарат не се използва за персонал на вратата (вкл. kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke на mentale vermogens, на die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan от инструкции hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
51. Този продукт не е одобрен. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
52. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke скокове, например:
    Plaatsen waar beenontspanning gewenst is, zoals thuis, op kantoor, in хотели, спортни училища и уелнес центрове.
53. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
54. Пазете продукта по подходящ начин. Controleer vóór gebruik на het продукт niet дефект е. Спрете het gebruik als er een defect is.
55. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
56. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een пълен комплект die verkrijgbaar е bij de fabrikant на сервизен пункт.

BEWAAR DEZE HANLEIDING

Machine Translated by Google

Правила за безопасност

01. Този продукт е uitsluitend voor persoonlijk gebruik en is geen medisch инструмент за търговска дейност.

02. Bekrast, beschadig, bewerk, buig, trek of verdraai het netsnoer van de voedingsadapter niet te veel. Anders kan dit марката на een elektrische schok veroorzaken. Houd bij het loskoppelen de stekker vast en trek deze er dan уит.

03. Gebruik geen andere voedingsadapter dan de originalele.

4. Steek de voedingsadapter niet in het stopcontact en haal hem er niet uit срещна Нате Ханден.

05. Raak het product niet aan met scherpe voorwerpen om schade aan de productonderdelen te voorkomen.

06. Gebruik het product niet onder dekens of kussens en zorg voor voldoende warmteafvoer om oververhitting te voorkomen. Прекаляване kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel.

7. Gebruik het product niet in ruimtes met corrosieve stoffen of waar изходът от думата достъпен.

8. Gebruik het product niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of hoge temperaturen, aangezien dit elektrische schokken of andere veiligheidsrisico's kan veroorzaken.

9. Gebruik het product niet tijdens het autorijden en houd u aan de verkeersregels voor uw eigen veiligheid.

10. Loop niet rond terwijl u dit product gebruikt of de mouwen draagt.

11. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u tijdens het gebruik ongemak of hevige pijn ervaart.

12. Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen/beschadigd is of als het in contact is гекомен срещна вода.

13. Stop met het gebruik van het product als het niet goed werkt.

14. Toezicht is vereist wanneer kinderen of personen zonder de nodige Кеннис използва продукта.

15. Houd het buiten het bereik van baby's, kinderen en mensen die het niet напълно може да се използва.


Machine Translated by Google

16. Gebruik het product alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in де хенделинг.
17. Het is verboden het product zonder toestemming te verbouwen, demonteren of repareren.
18. Plaats de massager na gebruik op een droge plaats, uit de buurt van изоставен директно на светлината.
19. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als u deze не се използва.
20. Houd het product schoon en gebruik tijdens het onderhoud een zachte, droge handdoek.
21. Този продукт е ontworpen om slechts door één persoon tegelijk te използвани думи.
22. Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt als u een van de следващите действия имат:

- Tijdens de zwangerschap, de menstruatie of kort na de bevalling
- Geïmplanteerde medische elektronische apparaten, zoals een пейсмейкър.
- Bloedsomloopstoornissen на тромбоза
- Остеопороза
- Въглехидрати
- Patiënten met hartaandoeningen
- Wonden of oppervlakkige aandoeningen aan het lichaam
- Lijdend aan kwaadaardige tumoren
- Lichamelijke beperkingen, zintuiglijke of neurologische tekortkomingen, of gebrek aan ervaring en gezond verstand (waaronder kinderen met een psychische aandoening of lichamelijke verlamming)
- U undergaat een medische behandeling of er is een contraindicatie waardoor het gebruik van een medisch controleapparaat niet is прилагам.
- Heeft u botbreuken of -dislocates op of nabij de aanbrengplaats?
- Ernstige perifere neuropathie of sensorische stoornissen als gevolg ван диабет

Machine Translated by Google

СПИСЪК С ЗАДЪЛЖЕНИЯ



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Бестурингзейнхейд



1. Display Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power
5. Pause Button
6. Intensity Up
7. Intensity Down
8. Air Hose Connect Port
9. Power Port

Machine Translated by Google

Въведение във копчето

1. Вермоген

Houd de knop ingedrukt om het apparaat aan/uit te zetten.

2. Бутон за управление

Terwijl het apparaat is ingeschakeld, kunt u kort op de knop drukken om tussen de моди те шакелен.

Er zijn 6 масажни стойки beschikbaar.

3. Копче за таймер

Er zijn drie timerinsellingen: 15, 20 и 25 минути.
Kort indrukken om tussen timerduurinstellingen te wisselen.

4. Паузекноп

Kort indrukken om het werk te pauzeren, nogmaals kort indrukken om verder te гаан.

5. Бутон за интензивност


Има 9 интензивни нива, различни от 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190 en 200 mmHg, waardoor de massagekracht nauwkeurig kan worden aangepast. Gebruik de knoppen Intensiteit omhoog en Intensiteit omlaag om de druk te превъзхождам те.

Let op: het product heeft een geheugenfunctie. De master onthoudt na het opstarten de huidige werkmodus (drukstand en timing) en bewaart deze als standaardinstelling voor de volgende keer opstarten.

Machine Translated by Google

Услуги по обслужване

Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het product gebruikt. Gebruik het product volgens de gebruiksaanwijzing voor een оптимален масаж.





01. Sluit de slang aan op de besturingseenheid.
* Er moeten twee mouwen met elkaar verbonden worden om het te laten работи.

02. Адаптерът на адаптера е активиран при спиране на контакта; het scherm knippert gedurende 1 seconde.

03. Trek de mouwen goed aan op je been.

4. Zoek een comfortabele zit-, lig- of achteroverleunpositie. Друк оп де натиснете/изключете бутона, за да го стартирате.

05. U kunt eenvoudig de modus, intensiteitsniveaus en timers aanpassen om de gewenste instelling te vinden en vervolgens van de massage te genieten. (Het product beschikt over een geheugenfunctie die de laatst gebruikte druk-, modus- en timerinstellingen bij het opstarten onthoudt en als standaardwaarden voor het volgende gebruik bewaart.)

06. Het apparaat schakelt automatisch uit na de ingestelde behandeltijd. U kunt op elk gewenst moment op de knop drukken om de massage te verlengen of eerder te beëindigen. Het wordt aanbevolen om het apparaat

Machine Translated by Google

twee keer per dag te gebruiken (dus 1 uur per dag).

7. Na gebruik kan het loskoppelen van de luchtslang leiden tot een snelle лийглуп.

Machine Translated by Google

Спецификации

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7232
Color	Black
Input	12V/2A
Rated Power	24W

Productreiniging en -onderhoud

01. Om het product schoon te maken, moet u het eerst uitschakelen.
02. Indien vuil, dient u de bedieningseenheid, de hoezen en de slangen af te vegen met een vochtige, schone doek.
03. Droog grondig af met een schone doek.
4. Voorkom dat er vreemde voorwerpen in de slangen terechtkomen.
05. Не почиствайте химично.
06. Gebruik geen benzine, alkohol, verdunners of andere irriterende vloeistoffen om de machine schoon te maken, aangezien dit storengen kan veroorzaken of de onderdelen kan beschadigen of verkleuren.
7. Voorkom dat er stof of pluisjes ophopen op de bedieningseenheid of de slangkoppelingen. Als er toch stof of pluisjes ophopen, veeg het system dan voor gebruik af met een droge doek.
8. Houd u bij het afvoeren van afval aan de plaatselijke voorschriften.

Machine Translated by Google

Избухване на проблем и обработка

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-723 2
Размери на продукта (D*B*H)	82 0* 36 0* 72 0 мм
Нетна маса	2,2 кг

* Producteigenschappen, zoals спецификации, uiterlijk en ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


апарат за масаж Ben

МОДЕЛ: FE-7232

Machine Translated by Google

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

МОДЕЛ: FE-723 2



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt for att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	ПРАВИЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПАДАНЕТО мебели дистрибуторски секции Този продукт е описан в съответствие с директива на ЕС 2012/19/ЕС. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsbar återvinningscentral. insamlingsplats за återvinning av електрически и електронен апарат.
	FCC информация за möbeldistributionsenheter: VARNING: Ändringar или modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar for efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Този добавъчен файл е 15 и FCC-регулиран. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Този продукт може да бъде ограничен до няколко пъти. 2) Този продукт може да се приеме най-много от всички мотани störningar, включващи störningar som kan orsaka oönskad funktion. VARNING: Ändringar или modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Наблюдение! Този продукт има изпитания и функции, които могат да бъдат използвани за разширяване на съдържанието за цифрово оборудване от клас B и запознаване с del 15 и FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade for att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar

Machine Translated by Google

	по радиокомуникация. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Ом denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöка korigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som мотагарен е включен още. · Контакти återförsäljaren или en erfaren радио/телевизионна техника за помощ.

Параметри на продукта		
Класифициране на möbeldistributionsenheter		
Принос	на ЕС	100–240 V 50/60 Hz 0,8 A
	Производство	DC12V 2A 24W
Вход за	САЩ	100–240 V 50/60 Hz 0,6 A
	Производство	DC12V 2A 24W

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan използвате продуктите.
instruktionsmanual noggrant for att säkerställa korektn användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den до смърт.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Този finns många компоненти och tillbehör и пакет. Varje en komponent och tillbehör är märkt med en bokstav eller siffra,

Machine Translated by Google

kontrollera noggrant innan du använder någon av dem. Förvara dem utom räckhåll för хамбар. förhindra olyckor.

85. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan орсака рискьор.
86. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar под Монтеринген.
87. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
88. Håll åskådare borta från området under monteringen.
89. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller лечител.
90. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade продукти.
91. Installera produkten på ett rent och mjukt underlag (t.ex. en matta) eller kartong) för att undvika repor eller skador på ytan på produkt .
92. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
93. Компонентите на продуктите са relativt tunga. Vänligen betala uppmärksamhet på säkerheten при инсталация.
94. Продуктът е стабилен при инсталиране. Flytta den inte slumpmässigt. innan den är helt installerad .
95. För ytterligare information om de delar som listas i följande
96. sidorna, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

*VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIK ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAD AV FELAKTIG ИНСТАЛАЦИЯ.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

57. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga foreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
58. Този апарат е inte avsedd att användas av personer (включително barn) med nedsatt fysisk, сензорен или умствен förmåga, или bristande

Machine Translated by Google

erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar за да сте сигурни.

59. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i близо до този продукт.
60. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande допълнителни материали:
Platser som behöver avslappning for benen, såsom hem, kontor, hotell, gym och vårdcentraler.
61. Använd produkten enligt avsett ändamål. Варна за potentiella skador видео неудобно използване.
62. Förvara produkten ordentligt. Controllera om produkten är avvikande преди анвänднинг. Om den är avvikande, sluta använda den.
63. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för хамбар.
64. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som finns tillgängligt från tillverkaren eller en представител на услугите.

Наръчник за СПАРАТ ДЕННА

Machine Translated by Google

Защитни гарнитури

01. Този продукт е завършен за персонален брук и е inte ett medicinskt инструмент или за комерсиална активация.

02. Repa, skada, bearbeta, böj, dra eller vrid inte nätadapterns nätsladd. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar. Håll i kontakten och dra седан ur sladden när du drar ur sladden.

03. Använd inte någon annan nätadapter än originalet.

04. Anslut или dra inte ur nätadaptern med våta händer.

05. Rör inte produkten med vassa föremål för att förhindra skador på продукти

06. Undvik att använda produkten under filtar или kuddar och se till att värmen avleds ordentligt för att förhindra överhettning, vilket kan leda till марка, elektriska stötar или skador.

07. Använd inte produkten i områden med frätande produkter eller сиргастилфьорсел.

08. Använd inte produkten i miljöer med hög luftfuktighet eller hög temperatura som kan orsaka elektriska stötar или andra säkerhetskersker.

09. Använd inte produkten under körning och följ trafikreglerna för череп на сакерхетс.

10. Gå inte omkring när du använder produkten eller har på dig ärmarna.

11. Sluta omedelbart använda produkten om du upplever bothag eller svår смярта под употреба.

12. Använd inte produkten om den har en skadad sladd eller kontakt, inte fungerar som den ska, har tappats/skadats или har kommit i kontakt med ватен.

13. Sluta använda produkten om den inte fungerar som den ska. 14. Övervakning krävs när barn или personer som saknar kunskap използвайте продукти.

15. Förvara den utom räckhåll för spädbarn, barn och personer som inte kan använda den självständigt.

16. Använd produkten endast for det avsedda ändamålet enligt описания и ръководства.

17. Det är förbjudet att ombygga, demontera или reparera produkten utan

Machine Translated by Google

оставащ.

18. Placera massageapparaten på en torr plats efter användning, skyddad från fuktighet och direkt solljus.

19. Koppla ur nätadaptern när du inte använder den.

20. Håll produkten ren och använd en mjuk och torr handduk under подземие.

21. Produkten är avsedd att endast användas av en person åt gången.

22. Rådfråga en läkare innan du använder denna produkt om du har något от следващите остатъци:

Under graviditet, menstruation eller strax efter förlossningen

Implanterade medicinska elektroniska apparater, såsom en пейсмейкър на сърцето

Blodcirkulationstörningar или тромбози

Остеопороз

Хъриинфекционери

Пациенти със здравословни проблеми

Sår eller ytliga sjukdomar på kroppen

Лидер на злокачествени тумори

Fysiska funktionsnedsättningar, сензорна или неврологична underskott, eller brist på erfarenhet och sunt förnuft (inklusive barn) med psykisk sjukdom или fysisk förlamning)


Får medicinsk hehandling, eller har en kontraidikation som kräver användning av någon medicinsk kontrollenhet.

Har benfrakturer или dislokationer på или nära appliceringsstället

Har allvarlig периферна невропатна дисфункция или сензорно увреждане диабет

Machine Translated by Google

ДЕЛИСТА



Air Compression
Leg Massager x 1



Carrying Bag x 1




Adapter x 1



User Manual x 1

Контролиран



1. Display Screen
2. Mode Button
3. Timer Button
4. Power
5. Pause Button
6. Intensity Up
7. Intensity Down
8. Air Hose Connect Port
9. Power Port

Machine Translated by Google

Въведение

1. Крафт
Långt tryck för att slå på/av.

2. Lägesknapp
Medan enheten är påslagen, tryck kort för att växla mellan lägen.
Дет финнс 6 масажиращи гелове.

3. Таймернап
Дет финнс три timerinställningar: 15, 20 или 25 минути.
Kort tryck för att växla mellan timertider.

4. Паускнап
Kort tryck för att pausa arbetet, kort tryck igen för att fortsätta arbetet.


5. Интензивност
Има 9 нива на интензитет, от 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190 и 200 mmHg, vilket möjliggör exakt justering av massagestyrkan. Använd knapparna for intensitet upp och intensitet ner for att öka или minska trycknivån.

Påminnelse: Produkten har minnesfunktion, mastern kommer ihåg det aktuella arbetsläget (tryckväxel och tid) efter upstart och behåller det som standard nästa заедно с началото.

Machine Translated by Google

Бруксанвиснинг

Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.
För att få bättre масаж, använd den enligt instruktionerna.





01. Anslut slangen till styrenheten.
* Två hylsor måste vara ihopkopplade för att det ska fungera.

02. Anslut adaptern ordentligt till uttaget och styrenheten, skärmen blinkar i 1 секунда.

03. Sätt på ärmarna ordentligt på benet.

04. Hitta en bekväm position, sittande, liggande eller liggande. Опитайте på strömknappen for att starta.

05. Du kan växla läge, intensitetsnivåer och timers för att hitta det som passar dig, och sedan njuta av massagen (Produkten har en minnesfunktion som sparar de senast använda tryck-, läges- och tidsinställningarna video start och bevarar dem som standardinställningar för следващо използване.).

06. Apparaten stängs av automatiskt när hendlingstiden är slut. Ду кан trycka på knappen om du vill förlänga massagen или avsluta den tidigare när som helst. Det rekommenderas att använda den två gånger om dagen. (дв. 1 път на ден)

Machine Translated by Google

07. Om luftslangen dras ur efter användning kan det leda till snabb tömning.

Machine Translated by Google

Спецификации

Product Name	Air Compression Leg Massager
Model	FE-7232
Color	Black
Input	12V/2A
Rated Power	24W

Produktrengöring och underhåll

01. Stäng först av produkten for att rengöra den.
02. Torka av styrenheten, hylsorna och slangarna med en fuktig, ren trasa om de
съм недоволен/а.
03. Torka noggrant med en ren trasa.
04. Se till att främmande föremål inte kommer in i slangarna.
05. Неразбираем текст.
06. Använd inte bensin, alkohol, utspädningsmedel eller andra irriterande vätskor för att torka av maskinen om det orsakar funktionsfel eller om komponentna är грешки или пропуски.
07. Se till att ludd или damm inte samlas på styrenheten или slangkopplingarna. Om ludd eller damm samlas, torka av systemet med en torr trasa före användning.
08. Följ lokala föreskrifter när du gör dig av med avfallet.

Machine Translated by Google

Извличане и обработка

Phenomenon	Possible Causes	Solution
Doesn't work and screen is off	❶ Power is not turned on. ❷ Adapter is not securely connected. ❸ Faulty wall outlet.	❶ Press the power button to turn the control unit on. ❷ Make sure the power adapter is connected well to the control unit and the wall outlet. ❸ Check if the wall outlet works.
The screen is on but the sleeves don't work.	❶ Only connect one of the sleeves with the air hose. ❷ Air hoses are not securely connected. ❸ The sleeves have been damaged.	❶ It works only when 2 sleeves are connected to the air hose. ❷ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❸ Check if the sleeves have an air leak, if there is, please contact us at service mail: service@rainbowforest.online
Break off during operation or stop pumping	❶ Air hoses are not securely connected ❷ The power adapter falls off. ❸ The massage session time is up	❶ Please check if the air hoses are inserted correctly. ❷ Make sure the power adapter is connected well. ❸ The device will shut off automatically when the pre-set timing is up press the power button to start a new session if needed.

Machine Translated by Google

Параметър на продукта

Модел	FE-723 2
Продуктов магазин (D*B*H)	82 0* 36 0* 72 0 мм
Нетовикт	2,2 кг

* Продуктови спецификации, показване и дизайн могат да бъдат отбелязани ändras utan föregående meddelande.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

